

385

Nachtkastje op wielen

Het nachtkastje, type 385, is een ideale aanvulling bij uw bed. Verrijdbaar en voorzien van remmen op de wieltjes zodat u rustig kan eten of lezen op het uitklapbare tafelblad. Tevens voorzien van een ruime lade en kastgedeelte met 1 legplank zodat al uw benodigheden tijdens de nacht binnen handbereik zijn.



model 8002932

■ totale breedte	470 mm
■ totale lengte	585 mm
■ totale hoogte	915 mm
■ tafelblad	670 x 360 x 20 mm
■ wielen	4
■ remmen	2
■ lade inhoud	375 x 420 x 140 mm
■ kast inhoud	400 x 470 x 645 mm
■ legplank	1
■ gewicht	36,35 kg
■ max. belasting tafelblad	10 kg
■ kleuren	beukfineer of oxide
■ extra informatie	CE

Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.
Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie.
Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.



model 8002802

