

# Luggie

De Luggie scooter is de ideale transport scooter. Handig voor korte afstanden, oplooibaar in minder dan een minuut en meeneembaar zoals een reiskoffer met wieltjes op de boot, trein of het vliegtuig (inclusief de batterij!). Extra handig om te besturen in restaurants, winkels of kleinere ruimtes.



Handig opbergbaar in de koffer van een wagen



Verbreedbaar stuur



- Lengte : 982 mm
- Breedte : 455 mm
- Hoogte : 860 mm
- Afstand grond - voetplaat : 120 mm
- Batterij : 8,5Ah
- Actieradius : 20 km \*\*
- Gewicht: 25,4 kg
- Snelheid : 6 km/u\*
- Lichaamsgewicht : 114 kg
- Kleur : Champagne

Optionele armsteunen verkrijgbaar

Telescopische stuurkolom

Stoel positioneerbaar in 2 hoogtes

Uitneembare lithium batterij



Abgebeeld model enkel ter illustratie. Sommige zaken kunnen optioneel zijn.

Grensverleggend in mobiliteit