

Mercurius 4 Limited Edition

buiten scooter

- 4 wielen
- Lengte: 1430 mm
- Breedte: 680 mm
- Hoogte: 1355 mm
- Actieradius: ca. 45 km*
- Snelheid: 15 km/u
- Batterij: 2x12 V / 75 Ah
optie 2x12 V / 80 Ah
- Gebruikersgewicht: 150 kg
- Kleur: Champagne



We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen te introduceren. Meettolerantie ± 15 mm / 1,5 kg / °.
* Theoretische actieradius, in overeenstemming met EU-normen bij ideale omstandigheden berekend.



VERMEIREN

Grensverleggend in mobiliteit

N.V. Vermeiren N.V.

Vermeirenplein 1-15
B-2920 Kalmthout - België

Tel.: +32 (0) 3 620 20 20
Fax: +32 (0) 3 666 48 94

orders@vermeiren.co.nl
www.vermeiren.co.nl