



376

Bedtafel

De bedtafel 376 is aanpasbaar in hoogte, kan worden gekanteld, en heeft wielen om verplaatsing te vergemakkelijken. Ze is ideaal voor gebruik thuis of in het ziekenhuis, in combinatie met een bed, sofa of ligstoel. Het frame is afgewerkt met duurzame poedercoating, en de tafel zelf kan in beide richtingen gekanteld en vergrendeld worden. Perfect om te lezen terwijl het kleinere, vaste tafeltje dienst doet om drankjes, eten of electronica op te plaatsen.

■ Totale lengte	920 mm
■ Totale breedte	470 mm
■ Aanpasbare hoogte	610 - 950 mm
■ Hoogte onderframe	120 mm
■ Tafelblad	765 x 410 mm
■ Gewicht	9,75 kg
■ Max. belasting	15 kg
■ Wielen	ø 50 mm
■ Kleur (en)	frame : grijs - tafel: oxide frame: beige - tafel: beuk
■ Extra informatie	CE

Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk. Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.

