

VERMEIREN, fabrikant van rolstoelen sinds 1957, is een belangrijke speler in de wereld van medische apparatuur. In de loop der jaren heeft de Vermeiren zich gespecialiseerd in de productie van rolstoelen, verpleegbedden, geriatrie stoelen, comfortstoelen en elk ander product dat een patiënt of gebruiker kan begeleiden bij het behoud van zijn autonomie en mobiliteit.



Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk. Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.



VERMEIREN Nederland B.V.
c/o: Vermeirenplein 1-15, 2920 Kalmthout, België
info@vermeiren.co.nl - www.vermeiren.co.nl

VERMEIREN
we care for you

Altima

PREMIUM ROLLATOR

LICHT IN GEWICHT. GROOT IN COMFORT

Herwin uw zelfvertrouwen en geniet van meer zelfstandigheid met de **Altima rollator**. De Altima is ontworpen voor comfort, functionaliteit en gebruiksgemak. Deze lichtgewicht, opvouwbare rollator met 4 wielen is gemaakt van duurzaam aluminium, waardoor hij gemakkelijk te

manoeuvreren, te vervoeren en op te bergen is. Voor optimaal comfort is de Altima voorzien van een comfortabele zitt en een soepele, afneembare gordel.

De afneembare boodschappentas biedt bovendien voldoende ruimte voor uw aankopen.



De volle banden zorgen voor een prettige rijervaring op diverse wegdekken, terwijl de verfijnde afwerking en stijlvolle kleuren – Brits groen en mat beige – de premium uitstraling van de Altima verder benadrukken. Zelfs met het handige sluitsysteem behoudt de Altima

een elegante uitstraling wanneer hij is opgeborgen. De Altima is bovendien voorzien van meerdere reflectoren aan de voor-, achter- en zijanten. De Altima is ontworpen uw gebruiksgemak zodat u direct kan genieten van een veilige en comfortabele mobiliteit.

Kenmerken



afneembare gordel

afneem- en meeneembare boodschappentas

In hoogte verstelbare duwhandvatten

sluitsysteem voor uw veiligheid

Technische gegevens

Totale breedte	610 mm
Totale lengte	700 mm
Totale hoogte	810 - 985 mm
Zitbreedte	425 mm
Zithoogte	640 mm
Gevouwen breedte	245 mm

Zitdiepte	195 mm
Draaicirkel	870 mm
Wielen	210 x 36 mm
Gewicht	8,25 kg - 7,35 zonder mandje en gordel
Gebruikersgewicht	130 kg
Aanvullende informatie	CE



VERMEIREN
we care for you

286i

Opvouwbare rollator met 4 wielen. Uitgerust met een afneembare transportmand, een plexi dienblad-tablet, een zit en een wandelstokhouder. Parkeerremmen en in hoogte verstelbare handgrepen. In een handomdraai opvouwbaar.



■ Totale breedte	600 mm
■ Totale lengte	680 mm
■ Totale hoogte	780 - 990 mm
■ Zitbreedte	420 mm
■ Zithoogte	560 mm
■ Gewicht	9,85 kg
■ Gebruikersgewicht	130 kg

Goliat

De Goliat is een 4-wiel rollator met een max. gebruikersgewicht tot 200 kg. Uitgerust met een ondersteuningsriem, remmen met parkeerstand en in hoogte verstelbare handgrepen. Het is mogelijk om de hoogte te verstellen aan de voor- en achterzijde.



■ Totale breedte	650 mm
■ Totale lengte	750 mm
■ Totale hoogte	830 - 1020 mm
■ Zithoogte	490 - 560 mm
■ Zitdiepte	410 mm
■ Gewicht	10,7 kg
■ Gebruikersgewicht	200 kg

Quadri-Light

De Quadri-Light is een lichtgewicht, opvouwbare 4-wiel aluminium rollator met parkeerremmen. Ideaal voor mensen die (minder) goed ter been zijn, maar nog wel de kracht en het vermogen hebben om de remmen te gebruiken als ze hun evenwicht dreigen te verliezen.



■ Totale breedte	650 mm
■ Totale lengte	700 mm
■ Totale hoogte	805 - 930 mm
■ Zitbreedte	450 mm
■ Zithoogte	610 mm
■ Gewicht	7,25 kg
■ Gebruikersgewicht	130 kg

ECO-Light II

De Eco-Light II is een lichte, plooibare rollator met een handig inkoopmandje dat op twee plaatsen (onderaan de zit en vooraan) gemonteerd kan worden. Een comfortabele zithouding door de zachte zit en rugsteun. Met verstelbare handvatten, parkeerremmen en een krukkenhouder.



■ Totale breedte	615 mm
■ Totale lengte	695 mm
■ Totale hoogte	800 - 930 mm
■ Zitbreedte	355 mm
■ Zithoogte	560 mm
■ Gewicht	7,5 kg
■ Gebruikersgewicht	120 kg

286B

286 B is een opvouwbare rollator met 4 wielen, uitgerust met een afneembaar mandje, plexi tafel, zit en krukkenhouder. Compleet met parkeerremmen en in hoogte verstelbare handgrepen. 286B heeft een snel vouwsysteem dat transport en opslag eenvoudig mogelijk maakt.



■ Totale breedte	605 mm
■ Totale lengte	645 mm
■ Totale hoogte	770 - 1010 mm
■ Zitbreedte	400 mm
■ Zithoogte	610 mm
■ Gewicht	9,5 kg
■ Gebruikersgewicht	130 kg

Quava

Quava is een moderne, lichtgewicht, opvouwbare rollator met multifunctionele remmen. Ideaal in de auto, op reis of om boodschappen te doen. Dankzij de brede gewatteerde rugriem kan je comfortabel gaan zitten wanneer de remmen vergrendeld zijn.



■ Totale breedte	655 mm
■ Totale lengte	710 mm
■ Totale hoogte	830 - 955 mm
■ Zitbreedte	450 mm
■ Zithoogte	540 mm
■ Gewicht	7,05 kg
■ Gebruikersgewicht	136 kg

ECO-Plus

De ECO-Plus is een 4-wiel rollator met een verstelmogelijkheid aan de voor- en achterkant om de hoogte van de zit aan te passen. Uitgerust met een inkoopnet, een schuimkussen en een wandelstokhouder. Een steunbeugel zorgt voor extra comfortabele ondersteuning tijdens het zitten.



■ Totale breedte	610 mm
■ Totale lengte	680 - 795 mm
■ Totale hoogte	845 - 1020 mm
■ Zitbreedte	360 mm
■ Zithoogte	555 - 625 mm
■ Gewicht	7,5 kg
■ Gebruikersgewicht	136 kg

Four-Light

De Four-Light is een elegante 4-wiel rollator. Verkrijgbaar in een strak design in carbon grijs en compleet met parkeerremmen, rugondersteuning, een boodschappennet en een krukkenhouder. De handgrepen zijn in hoogte verstelbaar en de Four-Light is gemakkelijk opvouwbaar voor handig transport.



■ Totale breedte	660 mm
■ Totale lengte	750 mm
■ Totale hoogte	870 - 990 mm
■ Zitbreedte	450 mm
■ Zithoogte	550 mm
■ Gewicht	8,45 kg
■ Gebruikersgewicht	130 kg