



OPTIES	1	2	3	4	5	6	7	8
One				●		●		
One AIR+ (SPRING)				●		●		
Carpo 3D / 4D	●	●	●	S	●	●	●	●
Carpo 2	●	●	●	S	●	●	●	●
Mercurius 4D	●	●	●	S	●	●	●	●
Ceres SE	●	●	●	S	●	●	●	●
Eris				S		●	●	●
Eon		●		S			●	●
Sync	●	●		S	●	●	●	●
Kuarz	●	●	●	S	●	●	●	●
S : standaard ● : compatibel								

SEDNA PREMIUM

■ Lengte :	960 mm
■ Breedte :	530 mm
■ Hoogte :	870 mm
■ Batterij :	24V - 10,5Ah
■ Actieradius :	14 km**
■ Snelheid :	6 km/u*
■ Gewicht :	31,6 kg
■ Gewicht zonder batterij :	28,3 kg

■ Gebruikersgewicht :	115 kg
■ Kleur :	rood
■ Standaard armsteunen en draaibare zit	
■ Opties : boodschappennetje	



SEDNA is de perfecte meeneembare scootmobiel die je kan opvouwen in 1 enkele beweging. Voet op het pedaal, duwen, vergrendelen en meenemen. Tevens voorzien van een draaibare zit met wegklapbare en aanpasbare armsteunen met zijdelingse reflectoren en een uitneembare lithium batterij met anti-diefstal slot en luchtbanden.



** maximum actieradius

ONE

■ Lengte :	1030 mm
■ Breedte :	490 mm
■ Hoogte :	880 mm
■ Grond-voetplaat :	110 mm
■ Batterij :	2x12V - 15Ah
■ Actieradius :	16 km**
■ Snelheid :	8 km/u*
■ Vermogen :	270W
■ Gewicht :	44,9 kg
■ Gebruikersgewicht :	136 kg
■ Kleur :	blauw / groen roze / oranje



volledig demonteerbaar
zonder extra gereedschappen



** maximum actieradius

ONE AIR+

■ Lengte :	1030 mm
■ Breedte :	490 mm
■ Hoogte :	880 mm
■ Grond-voetplaat :	110 mm
■ Batterij :	2x12V - 25Ah
■ Actieradius :	30 km**
■ Snelheid :	8 km/u*
■ Vermogen :	270W
■ Gewicht :	50 kg
■ Gebruikersgewicht :	136 kg
■ Kleur :	blauw / groen roze / oranje



** maximum actieradius

ONE AIR+ SPRING

■ Lengte :	1030 mm
■ Breedte :	490 mm
■ Hoogte :	880 mm
■ Grond-voetplaat :	110 mm
■ Batterij :	2x12V - 20Ah
■ Actieradius :	26 km**
■ Snelheid :	8 km/u*
■ Vermogen :	270W
■ Gewicht :	42,35 kg
■ Gebruikersgewicht :	136 kg
■ Kleur :	blauw / groen roze / oranje



** maximum actieradius

Uitgerust met een **25A batterij** en **luchtbanden** met een **rijafstand tot wel 30 km !**

Bepaal je eigen look met 4 ingegrepen verwisselbare kleuren.



éénvoudig mee te nemen in
bijna elk type van wagen



25 Ah batterij voor een
grotere actieradius

Uitgerust met een **lithium batterij** wat zorgt voor een aanzienlijk
lichter gewicht.



schokdempers op wielen en
vering onder de stoel zorgen
voor een aangenaam rijgevoel



ERIS

■ Lengte :	1185 mm
■ Breedte :	570 mm
■ Hoogte :	1150 mm
■ Grond-voetplaat :	145 mm
■ Batterij :	2x12V - 50Ah
■ Actieradius :	37 km**
■ Snelheid :	10 km/u*
■ Gebruikersgewicht :	140 kg
■ Kleur :	zilver / rood umbra grey / light ivory



CERES SE

■ Lengte :	1300 mm
■ Breedte :	620 mm
■ Hoogte :	1280 mm
■ Grond-voetplaat :	175 mm
■ Batterij :	2x12V - 50Ah
■ Actieradius :	30 km**
■ Snelheid :	15 km/u*
■ Gebruikersgewicht :	140 kg
■ Kleur :	zilver / rood umbra grey / light ivory



** maximum actieradius



KUARZ SYNC EON

Inspired by the past,
turning to the future



VERMEIREN
we care for you

KUARZ

■ Lengte :	1505 mm
■ Breedte :	680 mm
■ Hoogte :	1345 - 1395 mm
■ Batterij :	100 Ah - 12V gel
■ Actieradius :	60 km**
■ Snelheid :	15 km/u*
■ Gewicht :	158 kg
■ Gebruikersgewicht :	150 kg
■ Kleur :	olive green, mat gold, burgundy red, pearl orange, arctic green, cool grey

- Standaard armsteunen, mandje, draaibare zit, 2 spiegels
- Opties : MOVO regenkap, achteruitrijcamera, afdekhoes, gekleurde wieloppen, stokkenhouder, rollatorhouder opbergkoffer achteraan



OLIVE GREEN MAT GOLD BURGUNDY RED PEARL ORANGE ARCTIC GREEN COOL GREY

Een moderne scootmobiel is meer dan alleen een manier om van A naar B te komen – het is vrijheid, waardigheid en stijl in één.

Met zijn strakke, trendy design is het een rit waar je trots op bent om gezien te worden, of je nu vrienden ontmoet voor een kop koffie, even gaat winkelen, of geniet van een ontspannen middag in het park. Het gaat om met vertrouwen door het leven te bewegen, wetend dat je de onafhankelijkheid hebt om te gaan waar je wilt, wanneer je wilt.

Dit is niet zomaar mobiliteit – het is een upgrade van je levensstijl, waarin je comfort, gebruiksgemak en een vleugje flair samenkomen om van elke rit een klein feestje van jezelf te maken.



*SBS: see and be seen - zien en gezien worden - geavanceerde LED-lichttechnologie

In onze Kuarz video hebben we geprobeerd een verbinding te leggen tussen verleden en toekomst.

Elegante lijnen en vormen zijn tijdloos, zowel in een klassiek vervoermiddel dat met liefde en zorg is gebouwd, als in het nieuwe, trendy design van een scootmobiel. Scan de QR-code hiernaast en maak je klaar om het gevoel en de uitstraling van de KUARZ zelf te ontdekken.



SYNC

■ Lengte :	1235 mm
■ Breedte :	630 mm
■ Hoogte :	1275 - 1325 mm
■ Batterij :	50 Ah - 12V gel
■ Actieradius :	25 km**
■ Snelheid :	15 km/u*
■ Gewicht :	109 kg
■ Gebruikersgewicht :	140 kg
■ Kleur :	olive green, mat gold, burgundy red, pearl orange, arctic green, cool grey

- Standaard armsteunen, mandje, draaibare zit, 2 spiegels
- Opties : MOVO regenkap, afdekhoes, gekleurde wieloppen, opbergkoffer achteraan, stokkenhouder



** maximum actieradius

Met de Sync breekt een nieuw tijdperk aan op het gebied van mobiliteit.


Deze scootmobiel is volledig in onze eigen fabrieken ontworpen en geproduceerd en combineert vakmanschap met een gedurfde ontwerpfilosofie die de traditionele scootmobiel in een nieuw jasje steekt. Strakke lijnen, moderne proporties en doordachte techniek komen samen in een scootmobiel die onmiskenbaar eigentijds aanvoelt – een echte 21e-eeuwse benadering van persoonlijke mobiliteit.

Van de intuïtieve besturing tot de ondersteunende zit en de precisie van elk onderdeel: elk element is ontworpen om comfort, vertrouwen en verfijnde prestaties te bieden.

EON

■ Lengte :	1170 mm
■ Breedte :	565 mm
■ Hoogte :	1050 - 1100 mm
■ Batterij :	50 Ah - 12V gel
■ Actieradius :	37 km**
■ Snelheid :	10 km/u*
■ Gewicht :	89 kg
■ Gebruikersgewicht :	140 kg
■ Kleur :	olive green, mat gold, burgundy red, pearl orange, arctic green, cool grey

- Standaard armsteunen, mandje, draaibare zit, 2 spiegels
- Opties : afdekhoes, gekleurde wieloppen, opbergkoffer achteraan, stokkenhouder,



** maximum actieradius

De Eon is ontworpen met dezelfde precisie en trots die kenmerkend zijn voor al onze scootmobielen.

Hij wordt ook volledig in onze eigen fabrieken ontworpen en geproduceerd, waarbij elk onderdeel zorgvuldig is vervaardigd en verfijnd. Van de soepele besturing tot de helderheid van de ledverlichting, van het comfort van het zadel tot de kwaliteit van elk onderdeel: niets wordt aan het toeval overgelaten. Het resultaat is een scootmobiel die uitzonderlijke prestaties levert in een prachtige, compacte vorm.

Het doordachte ontwerp is al bekroond met prestigieuze designprijzen – een bewijs van de perfecte combinatie van innovatie, elegantie en dagelijkse bruikbaarheid van de Eon.

CARPO 3D

■ Lengte :	1400 mm
■ Breedte :	660 mm
■ Hoogte :	1350 mm
■ Grond-voetplaat :	200 mm
■ Batterij :	2x12V - 80Ah
■ Actieradius :	45 km**
■ Snelheid :	15 km/u*
■ Gebruikersgewicht :	150 kg
■ Kleur :	grijs
■ LCD display	
■ Kilometer teller	



LCD scherm
80 Ah batterijen
Grijze kleur

■ Lengte :	1450 mm
■ Breedte :	660 mm
■ Hoogte :	1350 mm
■ Grond-voetplaat :	200 mm
■ Batterij :	2x12V - 80Ah
■ Actieradius :	45 km**
■ Snelheid :	15 km/u*
■ Gebruikersgewicht :	150 kg
■ Kleur :	grijs
■ LCD display	
■ Kilometer teller	



** maximum actieradius

CARPO 2

■ Lengte :	1535 mm
■ Breedte :	660 mm
■ Hoogte :	1390 mm
■ Grond-voetplaat :	210 mm
■ Batterij :	2x12V - 80Ah
■ Actieradius :	45 km**
■ Snelheid :	15 km/u*
■ Gebruikersgewicht :	150 kg
■ Kleur :	zilver / rood umbra grey / light ivory



MERCURIUS 4D

■ Lengte :	1440 mm
■ Breedte :	680 mm
■ Hoogte :	1360 mm
■ Grond-voetplaat :	165 mm
■ Batterij :	2x12V - 80Ah
■ Actieradius :	40 km**
■ Snelheid :	15 km/u*
■ Gebruikersgewicht :	150 kg
■ Kleur :	champagne

Verkrijgbaar in 3 extra kleuren zoals ROOD, GRIJS of BLAUW. Vraag ernaar bij uw lokale verdeler.



** maximum actieradius



VERMEIREN
we care for you

VERMEIREN Nederland B.V.
c/o: Vermeirenplein 1-15 - B-2920 Kalmthout
België - Tel.: +32 (0)3 620 20 20 - Fax: +32 (0)3 666 48 94
info@vermeiren.co.nl - www.vermeiren.co.nl

** Theoretische actieradius, in overeenstemming met EU-normen bij ideale omstandigheden berekend. * Snelheden en actieradius kunnen afwijken (ca. 15%).