

Bretagne

Relax stoel



De Bretagne is een comfortabele relaxstoel van VERMEIREN. Hij kan in elke ruimte geplaatst worden en geeft een frisse en huiselijke sfeer.
De Bretagne is een comfortabele relaxstoel, ontworpen met een luxueus karakter. Hij is volledig naar eigen smaak en stijl aanpasbaar waardoor deze relax stoel voor iedereen geschikt is.



VERMEIREN
we care for you

Comfort

De Bretagne kan verkregen worden met of zonder wielen. De wielen beschikken over remmen om de relaxstoel vast te zetten. Standaard wordt bij de optie een duwbeugel op de rug gemonteerd. Het verplaatsen van de Bretagne kan dus in alle comfort en veiligheid gebeuren.

De Bretagne is te verkrijgen in verschillende kleuren hout en bekleding. Deze zijn naar eigen smaak te combineren. Zo creëert u de ideale zetel voor in uw interieur.



Producten voor u ontworpen

VERMEIREN streeft ernaar om steeds de beste oplossing te verstrekken voor uw persoonlijke behoeften. Naarmate de technologie evolueert, evolueren wij mee, en zo kunnen we u de meest up-to-date producten bieden. Dit is het resultaat van ons voortdurend onderzoek en ervaring sinds 1957.

Uw garantie op kwaliteit

Op vlak van kwaliteit voldoet de **Bretagne** aan de hoogste normen, opgelegd door erkende testinstituten wereldwijd.

Bekleding



Frame



Technische informatie

■ Totale breedte	620 mm
■ Totale hoogte	1180 mm (1260 mm*)
■ Totale lengte	880 mm
■ Hoek rugsteun	13° - 45°
■ Zitbreedte	500 mm
■ Hoogte armsteunen	150 - 210 mm

■ Zithoogte	505 mm (555 mm*)
■ Hoogte rug	750 mm
■ Zitdiepte	480 mm
■ Gewicht	32,5 kg (34,75 kg*)
■ Maximum gebruikersgewicht	130 kg
■ Extra informatie	CE

* Model met wielen. Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk. Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.

VERMEIREN Nederland bv

Correspondentieadres:
Vermeirenplein 1-15 - B-2920 Kalmthout
België

www.vermeiren.co.nl
orders@vermeiren.co.nl



Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.