



D200 SPLIT

Manuele rolstoel met opklapbare rugleuning

De D200 Split rolstoel van VERMEIREN is door zijn gewicht en neerklapbare rugleuning ideaal voor transport met een auto. Voor extra comfort is zowel de rugbekleding als het zitkussen voorzien van een luxe luchtdoorlatende stof. Naast comfort voor de gebruiker is er ook aandacht besteed aan de begeleider. De rolstoel is zeer licht van gewicht en de rugleuning neerklapbaar, wat maakt dat de D200 Split eenvoudig te verkleinen is voor het transport in een auto. De D200 split rolstoel is voorzien van begeleiders remmen, voor extra zekerheid en comfort voor de begeleider.



VERMEIREN
we care for you

Producten voor u ontworpen

Ons basisprincipe is simpel: uw rolstoel moet aangepast zijn aan u, niet andersom. Daarom zijn onze rolstoelen evolutief en bieden ze een passend antwoord op uw specifieke behoeften.

Alle soorten rolstoelen kunnen worden aangepast, hebben talrijke opties, en kunnen volledig worden gepersonaliseerd. Zo is er een rolstoel voor elke persoon. Dit is het resultaat van ons voortdurend onderzoek en ervaring sinds 1957.

Gegarandeerde kwaliteit

Over de kwaliteit, de **D200 Split** voldoet aan de hoogste normen, gelegd door de gecertificeerde test instituten in de meeste Europese landen.

Frame kleur

C86

Carbon grijs



D200 Split is compact door zijn neerklapbare rugleuning



Zitkussen met een luxe luchtdoorlatende hoes



Begeleidersremmen voor extra zekerheid en comfort

Opties



B31 Stokhouder



B20 Veiligheidsgordel



B78 Anti-tip systeem



V-Drive duwen ondersteuning

Technische informatie

Totale breedte	620-660-700 mm
Totale hoogte	880-940 mm
Totale lengte	1010 mm
Dichtgevouwen breedte	300 mm
Zitbreedte	420-460-500 mm
Hoogte armsteunen	220-240 mm

Zithoogte	470-530 mm
Hoogte rug	420 mm
Zitdiepte	430 mm
Gewicht	16 kg
Maximum gebruikersgewicht	130 kg
Extra informatie	CE

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk. Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.

VERMEIREN Nederland bv

Correspondentieadres:
Vermeirensplein 1-15 - B-2920 Kalmthout
België

www.vermeiren.co.nl
orders@vermeiren.co.nl



Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.