



Bobby

Transferrolstoel

Transferrolstoelen moeten licht en makkelijk hanteerbaar zijn en in slechts enkele seconden kunnen worden ingeklapt. Met zijn afneembare voetsteunen, opklapbare rugleuning en twee riemen om je Bobby mee te nemen tijdens het vervoer, voldoet het perfect aan de omschrijving van een transferrolstoel. Standaard uitgerust met een veiligheidsgordel, remmen en verstelbare voetsteunen.



Compacte opvouwbare transferstoel

Bobby is een ideale, compacte en volledig opvouwbare transferstoel. Licht en toch stevig en opvouwbaar in enkele seconden.

- Opvouwbaar
- Twee manuele handremmen
- Zachte armleggers
- In hoek aanpasbare voetplaten
- Aanpasbare hielsteunen

Hetzij op vakantie, hospitaal of luchthaven, voor een transfer van punt A naar punt B is Bobby uitermate geschikt. Vergt weinig onderhoud en is compact om mee te nemen.



plooibare rug met opbergzak



voetpedaal om de stoel makkelijk te kantelen



optionele afneembare armsteuncover



opvouwbaar voor compact transport

Uw garantie op kwaliteit

Op vlak van kwaliteit voldoet **Bobby** aan de hoogste normen, opgelegd door erkende testinstellingen wereldwijd.

Technische informatie

■ Totale breedte	575 / 635 mm
■ Totale hoogte	940 mm
■ Totale lengte	950 mm
■ Dichtgevouwen breedte	270 mm
■ Zitbreedte	420 / 480 mm
■ Hoogte armsteunen	220 mm

■ Zithoogte	500 mm
■ Hoogte rug	380 mm
■ Zitdiepte	420 mm
■ Gewicht	9,40 / 9,95 kg
■ Maximum gebruikersgewicht	115 kg
■ Extra informatie	CE

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk. Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.

VERMEIREN Nederland bv

Correspondentieadres:
Vermeirenplein 1-15 - B-2920 Kalmthout
België

www.vermeiren.co.nl
orders@vermeiren.co.nl



Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.