

# Club



**VERMEIREN**  
we care for you

# Club Familie

Een bedden collectie die tot stand kwam dankzij 65+ jaren ervaring in thuiszorgoplossingen. The Club familie van **VERMEIREN** is ontworpen om een antwoord te bieden op feedback van patiënten, verhuurbedrijven en zorgprofessionals. Een eenvoudig en veilig vierdelig bed gemaakt voor optimaal comfort en zorg thuis.

Alle Club bedden zijn elektrisch verstelbaar dankzij 3 LINAK™ standaard motoren. Pas de hoogte aan naargelang de noden van de gebruiker of verzorgende tijdens zorg, slaap of transfers.

De (anti-) Trendelenburg functie is standaard inbegrepen om de beste zorg mogelijk te bieden aan de gebruiker en biedt uiteraard extra gezondheidsvoordelen indien nodig



De afstandsbediening is makkelijk in gebruik voor patiënt en verzorger. U kan hem blokkeren voor extra veiligheid.




Alle wielen kunnen geblokkeerd worden voor veiligheid en stevigheid. Daarnaast zorgen ze voor makkelijk manoeuvreren

## Club VARIO

**Club Vario is een in hoogte aanpasbaar bed van het Club bed.** Bovenop alle voordelen van Club kan de basishoogte van het bed ingesteld

worden op 2 niveaus. Kies de hoogte die het beste past voor u en pas elektrisch aan doorheen de dag indien gewenst.



81 cm  
↑  
74,5 cm  
↓  
40 cm  
↓  
33,5 cm

**Positie 1: 33,5 cm** (elektrisch aanpasbaar t.e.m. 74,5 cm)

**Positie 2: 40 cm** (elektrisch aanpasbaar t.e.m. 81 cm)

# Club

Om u de best mogelijke oplossing te bieden voor u en uw comfort heeft Club vele configuratie mogelijkheden. Van het ligvlak tot de afdekplaten.

Ontdek meer over Club opties hieronder.



## Ligvlak/lattenbodem




Metalen ligvlak




Houten ligvlak

## Optionele rastomat



Zonder rastomat



Met rastomat

## Onrusthekken



Metalen onrusthekken



Deelbare onrusthekken  
(metaal of hout)



Houten onrusthekken

## Houten afdekpanelen

Creeër een modern en aantrekkelijke look door het toevoegen van houten panelen aan uw Club bed. Perfect voor een gezelligere en propere look voor uw zorgbed.



## Opties


De configuratie mogelijkheden van het Club bed kunnen verschillen afhankelijk van uw eigen regio. Raadpleeg onze bestelformulieren voor de meest accurate informatie over alle mogelijkheden.



Een **bedheffer** geeft extra zelfstandigheid aan patiënten bij herpositionering of opheffen.



Serum houder



Club bedden zijn gemaakt voor iedereen. **Voeg zonder moeite 20 cm extra toe** aan uw bed dankzij het verlengstuk van het ligvlak.



Transport kit



De nachtkastjes van **VERMEIREN**, type **385**, zijn een zeer goede aanvulling op het ledikanten assortiment welke aangeboden worden door VERMEIREN. Deze nachtkastjes zijn niet alleen verrijdbaar maar ook voorzien van een inklapbaar tafelblad. Leverbaar in de kleuren beuken en oxide.

## Producten voor u ontworpen

**VERMEIREN** streeft ernaar om steeds de beste oplossing te verstrekken voor uw persoonlijke behoeften. Naarmate de technologie evolueert, evolueren wij mee, en zo kunnen we u de meest up-to-date producten bieden. Dit is het resultaat van ons voortdurend onderzoek en ervaring sinds 1957.

## Uw garantie op kwaliteit

Op vlak van kwaliteit voldoet **Club** aan de hoogste normen, opgelegd door erkende testinstituten wereldwijd.

## Technische informatie Club & Club Vario

Breedte	1005; 1037 mm	Max. verstelling onderbeen	-16,5°
Hoogte (zonder zelfoprichter)	834 - 1262 mm	Matras spec.	RG 35, 120 mm dik, 2000x900 mm,
Lengte	2125; 2175 mm	Zelfoprichter nominale last	80 kg
Hoogteverstelling van de lattenbodem (zonder matras)*	400 - 810 mm	Gewicht	60,8; 62 kg
Max. verstelling rugdeel	69°	Maximum gebruikersgewicht	165 kg
Max. verstelling bovenbeen	20,7°	Extra informatie	CE

\* Club Vario pos. 2. Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk. Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.

## VERMEIREN Nederland B.V.

Correspondentieadres:  
Vermeirensplein 1-15 - B-2920 Kalmthout  
België

[www.vermeiren.co.nl](http://www.vermeiren.co.nl)  
[orders@vermeiren.co.nl](mailto:orders@vermeiren.co.nl)



Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.