



Coraille

Geriatrische zetel met grote wielen

De Coraille is een geriatrische zetel die voor het comfort van de gebruiker zorgt.

Zo is hij standaard uitgerust met een dik kussen, vijfpuntsveiligheidsgordel en een gevormde hoofdsteun.



VERMEIREN
we care for you

Ontwerp

De voetplaat is verder uitgerust met een gasveer die het in- en uitstappen makkelijk maakt. Coraille is in hoogte verstelbaar en heeft grotere wielen achteraan met een pedaalrem. Deze grote wielen zorgen ervoor dat de Coraille ook buiten gebruikt kan worden zonder af te doen aan comfort.

Kleuren



Producten voor u ontworpen

VERMEIREN streeft ernaar om steeds de beste oplossing te verstrekken voor uw persoonlijke behoeften. Naarmate de technologie evolueert, evolueren wij mee, en zo kunnen we u de meest up-to-date producten bieden. Dit is het resultaat van ons voortdurend onderzoek en ervaring sinds 1957.

Uw garantie op kwaliteit

Op vlak van kwaliteit voldoet **Coraille** aan de hoogste normen, opgelegd door erkende testinstituten wereldwijd.



B52 infuuspaal (optioneel)



Optionele B10 centrale voetplaat



Wegklapbare houten tafel



Afneembare hoes

Technische informatie

Totale breedte	710 mm
Totale lengte	1090 mm
Totale hoogte	1290 - 1315 - 1340 mm
Zithoek	0° - 40°
Zitbreedte	380 / 400 / 420 / 440 / 480 mm
Armsteun hoogte	235 / 255 / 275 mm

Zithoogte	465 - 490 - 515 mm
Rughoogte	792 / 812 / 832 mm
Zitdiepte	440 / 460 / 480 mm
Gewicht	39 kg
Gebruikersgewicht	120 kg
Aanvullende informatie	CE

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk. Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.

VERMEIREN Nederland bv

Correspondentieadres:
Vermeirenplein 1-15 - B-2920 Kalmthout
België

www.vermeiren.co.nl
orders@vermeiren.co.nl



Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.