

# carpo



**VERMEIREN**  
we care for you

# carpo

Carpo SE is een moderne buitenscootmobiel ontworpen voor dagelijks gebruik, met het beste comfort en de beste prestaties voor lange ritten in alle weersomstandigheden. Hij heeft een volledig uitgerust, sportief uiterlijk.

15  
km/u

Umbra  
grijs

Licht  
ivoor

Zilver

Rood

## VERSTELBARE ARMLEUNINGEN

Verstelbaar in hoogte en  
breedte voor meer comfort



## LCD DISPLAY EN USB-AANSLUITING

USB-aansluiting voor een oplader van je  
smartphone, gebruiksvriendelijk LCD-scherm

## BOODSCHAPPENMAND

Afneembaar

## GROTE BODEMVRIJHEID

Voor de beste  
rijervaring buitenshuis

## VERLICHTINGSSYSTEEM

Knipperlichtsysteem voor  
en achter met richtingaanwijzers

## DRAAIBARE EN VERSTELBARE STOEL

Voor meer comfort, uitgerust  
met een afneembare hoofdsteun



MAX SNELHEID  
Tot  
15 km/u

ACTIERADIUS  
Tot  
45 km

MAX BELASTING  
Tot  
150 kg



## TECHNISCHE GEGEVENS

Totale breedte	660 mm
Totale lengte	1535 mm
Totale hoogte	1390 mm
Zithoogte	480-555 mm
Draaicirkel	2000 mm
Actieradius*	45 km
Motor	750 W
Snelheid*	15 km/u
Gewicht	144 kg
Gebruikersgewicht	150 kg
Batterijen	2x12V - 80Ah

\*De actieradius is berekend volgens Europese normen. \*Snelheid en rijbereik kunnen afwijken (ca. 15%).

Maten in mm, gewicht in kg.  
Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.  
Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie.  
Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.





Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.

## VERMEIREN Nederland bv

Correspondentieadres:  
Vermeirenplein 1-15 - B-2920 Kalmthout  
België

[www.vermeiren.co.nl](http://www.vermeiren.co.nl)  
[orders@vermeiren.co.nl](mailto:orders@vermeiren.co.nl)



**VERMEIREN**  
we care for you