

Jazz S50

Licht en functioneel

De rolstoel **Jazz S50** is een uitstekende combinatie tussen techniek, comfort en **VERMEIREN** -kwaliteit. Vaak gezien als een standaard rolstoel maar met veel instelmogelijkheden. Ergonomische handgrepen, eenvoudig te reinigen nylon bekleding, verstelbare arm- en beensteunen en afneembare achterwielen.



VERMEIREN
we care for you

Opties

De **Jazz S50** kan worden uitgerust als transitmodel (T30) of worden uitgebreid met verschillende opties zoals reiswielen, anti-tipping of een B05 comfort armsteun.



B78 - Anti-tipping wielen



B86 - Reiswielen



B05 - Verstelbare armsteunen



B75 - Remmen

Kleur(en)

C86
carbon
grijs

Technische informatie

■ Totale breedte	565 / 595 / 615 / 635 / 655 / 675 mm
■ Totale hoogte	935 mm
■ Totale lengte	1120 mm
■ Dichtgevouwen breedte	290 mm
■ Zitbreedte	390 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 mm
■ Hoogte armsteunen	220 mm

Producten voor u ontworpen

Ons basisprincipe is simpel: uw rolstoel moet aangepast zijn aan u, niet andersom. Daarom zijn onze rolstoelen evolutief en bieden ze een passend antwoord op uw specifieke behoeften.

Alle soorten rolstoelen kunnen worden aangepast, hebben talrijke opties, en kunnen volledig worden gepersonaliseerd. Zo is er een rolstoel voor elke persoon. Dit is het resultaat van ons voortdurend onderzoek en ervaring sinds 1957.

Uw garantie op kwaliteit

Op vlak van kwaliteit voldoet **Jazz S50** aan de hoogste normen, opgelegd door erkende testinstituten wereldwijd.



T30 - Transitmodel

■ Zithoogte	500 mm
■ Hoogte rug	420 mm
■ Zitdiepte	450 mm
■ Gewicht	16,6 kg
■ Maximum gebruikersgewicht	130 kg
■ Extra informatie	

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk. Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.

VERMEIREN Nederland bv

Correspondentieadres:
Vermeirenplein 1-15 - B-2920 Kalmthout
België

www.vermeiren.co.nl
orders@vermeiren.co.nl



Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.