


# Stokken

Vermeiren biedt een uitgebreid gamma aan wandelstokken voor zowel binnen- als buitengebruik.

Van stijlvolle, opvouwbare modellen tot vaste modellen. Zoek de kleur en het model die het beste bij u passen en geniet meer van uw dagelijkse verplaatsingen.



Ashley Tall & Medium (in hoogte instelbare kruk)



Zoë

Beatrix	0,35 kg
Betty	0,40 kg
Bonny	0,35 kg
Britney	0,35 kg
Mona*	0,35 kg
Mary*	0,40 kg
Maud*	0,40 kg
Monica*	0,35 kg
Zoë*	0,60 kg



hoogte: van 790 mm tot 1020 mm  
(min. - max. hoogte)  
vouwbaar of vast model  
gebruikersgewicht: 100 kg (\* = 130 kg)

## Stephanie

handhoogte: van 740 tot  
980 mm instelbaar  
gewicht: 0,55 kg/stuk  
gebruikersgewicht: 130 kg



Beatrix Betty Bonny Britney  
- plooibaar -

Mary Maud Mona Monica  
- vast -