

Quava

Rollator

**De Quava rollator is de ideale rollator voor transport!
Zeer eenvoudig, middels 1 handeling, te verkleinen.**

De vernieuwde Quava rollator heeft zachte wielen met design velgen. De rollator is licht van gewicht, voorzien van comfortabele duwhandvaten, handremmen met parkeerrem en een comfortabele rugsteun, waardoor de gebruiker veilig kan rusten op de zachte zitmat. De Quava rollator is standaard voorzien van een boodschappentas, welke eenvoudig afneembaar is voor transport.

■ Totale breedte	655 mm
■ Totale lengte	710 mm
■ Zithoogte	540 mm
■ Zitbreedte	450 mm
■ Duwhandvatten	830 - 955 mm
■ Wielen (voor/achter)	200 x 35 mm
■ Multifunctionele remmen met vergrendeling	
■ Gewicht	6,2 kg
■ Max. gebruikersgewicht	136 kg
■ Max. lading mandje	5 kg
■ Kleur(en)	Carbon grijs of rood
■ Extra informatie	CE

Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.
Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie.
Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.

