



DRIEWIELERS
DRIEWIELERS
DRIEWIELERS
DRIEWIELERS
DRIEWIELERS
DRIEWIELERS


QUA SAFARI-HAPPY SPORTY-FREEDOM LAGOON VINTAGE AQUA SP...
HAPPY SPORTY FREEDOM LAGOON VINTAGE AQUA SP...
FREEDOM LAGOON VINTAGE AQUA SP...
VINTAGE AQUA SP...
FREEDOM LAGOON VINTAGE AQUA SP...



Versie: 2024-08

Alle rechten, inclusief vertaling, voorbehouden. Niets uit deze handleiding mag geheel of gedeeltelijk in enige vorm (druk, fotokopie, microfilm of ieder ander procedé) zonder de schriftelijke toelating van de uitgever worden gereproduceerd of met behulp van elektronische systemen worden verwerkt, gekopieerd of verspreid.

VERMEIREN GROUP



Kids

2202 Aqua - Safari

2215 Happy - Sporty

8

9

13

Tieners

2217 Freedom

16

16

Volwassenen

2219 Lagoon

2219 Vintage

E-bike

18

18

20

22

Opties

24



Hoe kies ik mijn fiets?

De keuze van uw fiets wordt bepaald door de totale lengte van het binnenbeen (A).

(totale lengte, gestrekt been, van het kruis tot op de grond zonder schoeisel)



2202

2215

2217

2219

Binnenbeenlengte
van 30 tot 46 cm

Binnenbeenlengte
van 50 tot 70 cm

Binnenbeenlengte
van 70 tot 88 cm

Binnenbeenlengte
van 75 tot 105 cm

**3 jaar
en
ouder**

**8 jaar
en
ouder**

**14 jaar
en
ouder**

Volwassenen

model
AQUA - SAFARI

model
HAPPY - SPORTY

model
FREEDOM

model
**LAGOON - VINTAGE
E-BIKE**

2202



Binnenbeenlengte
van 30 tot 46 cm

3 jaar
en
ouder

AQUA - unisex model

Decoratieve onderwaterfiguren en blauwe tinten maken van deze driewieler een droomfiets. De bel, in de vorm van een dolfijntje, geeft de fiets een speelse look en een transportbakje achteraan laat toe dat kinderen hun speelgoed meenemen. De hoogte en de hoek van het stuur (verschillende modellen beschikbaar) zijn verstelbaar zodat deze driewieler kan worden aangepast aan de noden van uw kind.

- Rem aan het stuur met parkeerstand.
- Zadel verstelbaar in hoogte.
- De lagere instaphoogte vergemakkelijkt het opstappen.
- Vaste pion voor constante pedaalbeweging (voorwaarts of achterwaarts).
- Verschillende opties mogelijk.



Opties beschikbaar vanaf pagina 22.

totale lengte	totale breedte	zadel hoogte	hoogte zadel-pedaal	instap hoogte	stuur hoogte	wiel maat	totaal gewicht	gebruikers gewicht
1110	648	500-640	380-550	118	726-838	12" x 2.00	14	40

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm, 1,5 kg en 1,5") zijn mogelijk.

2002



SAFARI

2202

Binnenbeenlengte
van 30 tot 46 cm

3 jaar
en
ouder

SAFARI - unisex model

Dierenfiguren en tropische kleuren zorgen voor een wonderlijke safari sfeer waarin kinderen zich kunnen uitleven. De fietsbel heeft de vorm van een leuke giraf en achteraan bevindt zich een transportbakje om speelgoed mee te nemen. Het stuur (verschillende sturen beschikbaar) is verstelbaar in hoogte en hoek zodat deze driewieler perfect aansluit aan de noden van uw kind.

- Rem aan het stuur met parkeerstand.
- Zadel verstelbaar in hoogte.
- De lagere instaphoogte vergemakkelijkt het opstappen.
- Vaste pion voor constante pedaalbeweging (voorwaarts of achterwaarts).
- Verschillende opties mogelijk.



Opties beschikbaar vanaf pagina 22.



totale
lengte

1110



totale
breedte

648



zadel
hoogte

500-640



hoogte
zadel-pedaal

380-550



instap
hoogte

118



stuur
hoogte

726-838



wiel
maat

12" x 2.00



totaal
gewicht

14



gebruikers
gewicht

40

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm, 1,5 kg en 1,5°) zijn mogelijk.



Happy

2215

Binnenbeenlengte
van 50 tot 70 cm

HAPPY - 100% meisjes

Deze fiets springt in het oog door de combinatie van frisse roze en witte kleuren en leuke, decoratieve versieringen. Om spulletjes mee te nemen is de fiets ook voorzien van een transportbakje achteraan. Het stuur (verschillende modellen beschikbaar) is verstelbaar in hoogte en hoek zodat deze driewieler perfect aansluit aan de noden van uw kind.

8 jaar
en
ouder

- Rem aan het stuur met parkeerstand.
- Zadel verstelbaar in hoogte.
- De lagere instaphoogte vergemakkelijkt het opstappen.
- Vaste pion voor constante pedaalbeweging (voorwaarts of achterwaarts).
- Verschillende opties mogelijk.



V-brakes



Opties beschikbaar vanaf pagina 22.

totale lengte	totale breedte	zadel hoogte	hoogte zadel-pedaal	instap hoogte	stuur hoogte	wiel maat	totaal gewicht	gebruikers gewicht
1294	648	610-760	570-680	133	827-940	16" x 1,75	16,5	60

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm, 1,5 kg en 1,5°) zijn mogelijk.

2215



SPORTY - Voor stoere jongens

De zwarte kleur afgewerkt met vuurrode vlammen en een zwart transportbakje om spullen mee te nemen geven deze driewieler dat typische stoere-jongens effect. Het stuur (verschillende modellen beschikbaar) is verstelbaar in hoogte en hoek zodat deze driewieler perfect aansluit aan de noden van uw kind.

- Rem aan het stuur met parkeerstand.
- Zadel verstelbaar in hoogte.
- De lagere instaphoogte vergemakkelijkt het opstappen.
- Vaste pion voor constante pedaalbeweging (voorwaarts of achterwaarts).
- Verschillende opties mogelijk.



Opties beschikbaar vanaf pagina 22.

								
totale lengte	totale breedte	zadel hoogte	hoogte zadel-pedaal	instap hoogte	stuur hoogte	wiel maat	totaal gewicht	gebruikers gewicht
1294	648	610-760	570-680	133	827-940	16" x 1,75	16,5	60

2217

FREEDOM

WHITE

Model Freedom is een stevige en uit de kluiten gewassen driewieler, beschikbaar in een witte of zwarte uitvoering, voor veeleisende tieners. Een perfecte driewieler voor zowel stadsritten als ritten in de vrije natuur.

Opties beschikbaar
vanaf pagina 22.

Ook leverbaar als E-bike
(pag. 20).



totale
lengte

1599



totale
breedte

670



zadel
hoogte

720-860



hoogte
zadel-pedaal

620-900



instap
hoogte

174



stuur
hoogte

986-1174



wiel
maat

20" x 1,75



totaal
gewicht

25,5



gebruikers
gewicht

110

FREEDOM BLACK

- Verschillende opties mogelijk.
- Het stuur (verschillende modellen beschikbaar) is verstelbaar in hoogte en hoek.
- Zadel verstelbaar in hoogte.
- De lagere instaphoogte vergemakkelijkt het opstappen.
- V-brakes met parkeerstand. Optionele schijfrem voor achterwiel is beschikbaar.
- Voorzien van een metalen transportrek.



Verkrijgbaar in E-Bike versie, met elektrische ondersteuningsmotor (zie pagina 21)



2217

Binnenbeenlengte
van 70 tot 88 cm

14 jaar
en
ouder



V-brakes

LAGOON - Volwassenen driewieler
Verkrijgbaar in een klassiek bordeaux of een meer neutraal grijs. Dit is een ideale driewieler voor lange afstanden door zijn comfort en stabiliteit.

Opties beschikbaar vanaf pagina 22.

Tevens beschikbaar als **E-bike** (een geïntegreerde elektrische motor die ondersteuning geeft bij het fietsen).



L A G O O N

2219

Binnenbeenlengte
van 75 tot 108 cm

- Het stuur (verschillende modellen beschikbaar) is verstelbaar in hoogte en hoek.
- V-brakes vooraan of een optionele schijfrem voor het achterwiel.
- De lagere instaphoogte vergemakkelijkt het opstappen.
- Zadel verstelbaar in hoogte.
- Voorzien van een groot metalen transportrek.



Verkrijgbaar in E-Bike versie, met elektrische ondersteuningsmotor (zie pagina 21)



V-brakes



totale
lengte
1808



totale
breedte
768



zadel
hoogte
810-900



hoogte
zadel-pedaal
680-900



instap
hoogte
194



stuur
hoogte
1121-1309
1013-1206 (Vintage)



wiel
maat
24" x 1.95



totaal
gewicht
27,8



gebruikers
gewicht
125

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm, 1,5 kg en 1,5°) zijn mogelijk.

VINTAGE - Volwassenen driewieler

Een klassieke en stijlvolle driewielers die aan niemand onopgemerkt voorbij gaat.

Afgewerkt met bruine banden en een grote, optionele, opbergmand achterop de fiets.

Opties beschikbaar vanaf pagina 22.

Tevens beschikbaar als **E-bike**

(een geïntegreerde elektrische motor die ondersteuning geeft bij het fietsen)



Vintage

2219

Binnenbeenlengte
van 75 tot 108 cm

- Het stuur (verschillende modellen beschikbaar) is verstelbaar in hoogte en hoek.
- V-brakes vooraan of een optionele schijfrem voor het achterwiel.
- De lagere instaphoogte vergemakkelijkt het opstappen.
- Voorzien van een groot metalen transportrek. Optionele vintage mand.
- Zadel verstelbaar in hoogte.



Optie: E4
Transportmand - Vintage

Volwassenen



Verkrijgbaar in E-Bike versie, met elektrische ondersteuningsmotor (zie pagina 21)



totale
lengte
1808



totale
breedte
768



zadel
hoogte
810-900



hoogte
zadel-pedaal
680-900



instap
hoogte
194



stuur
hoogte
1121-1309
1013-1206 (Vintage)



wiel
maat
24" x 1^{3/8}



totaal
gewicht
27,8



gebruikers
gewicht
125

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm, 1,5 kg en 1,5°) zijn mogelijk.

2217E



Manuele besturing



Uitneembaar batterijpak

e-Tricycle

Elektrische versie met aandrijf ondersteuning

De elektrische versie is enkel voor volwassenen beschikbaar voor de modellen **FREEDOM**, **LAGOON** en **VINTAGE**. Onze elektrische driewielers laten u toe verder, gemakkelijk en sneller te rijden.

Het gebruik is zeer eenvoudig. Na een simpele druk op de **AAN/UIT** knop op het batterijgedeelte en op de handbediening aan het stuur kan u vertrekken. Tevens is er een **BOOSTER** functie voorzien voor een extra versnelling (bv. wanneer u wil vertrekken vanop een helling).

De batterij, achterop de fiets onder het draagrek, is zeer licht en afneembaar zodat u deze gemakkelijk binnenshuis kan opladen.

De elektrische ondersteuning drijft het voorwiel aan.



E-Tricycle

Binnenbeenlengte
van 75 tot 108 cm

Volwassenen



17 km/h



36 V / 9 Ah



250 W

Actieradius: afhankelijk van het gebruik, staat van het wegdek, conditie en geselecteerd programma.

Afbeeldingen enkel ter illustratie.

compatibiliteitstabel

		2202	2215	2217	2219	2219 Vintage
S1	Klassiek stuur	•	•	•	•	-
S2	Recht stuur	•	•	•	•	-
S3	Stadsstuur	-	-	•	•	standaard
S4	Rechthoekig stuur	•	•	•	-	-
S5	In hoek verstelbare stuurpen	-	-	•	•	•
D1	Stuur uitslagbegrenzer	•	•	•	•	•
06	Vast tandwiel	•	•	•	•	•
01 + B1	Vrijloop	-	-	•	•	•
B1	Schrijfrem op achterwiel	-	-	•	•	•
02	Achteruittrap rem	•	•	•	•	•
03	3 versnellingen	-	•	•	•	•
07	7 versnellingen	-	-	•	•	•
23	Differentieel	-	-	-	•	•
F1	Voetriem	•	•	•	•	•
F2	Pedaalhaak	•	•	•	•	•
F3	Voetschelp klittenband fixatie	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
F4	Voetschelp klittenband fixatie/enkelonderst.	•	•	•	•	•
F5	Verstelbare trapas, 2 posities (22mm)	-	•	•	•	•
E1	Duwstang (335 of 605 mm)	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)

		2202	2215	2217	2219	2219 Vintage
E2	Verlichtingskit	-	•	•	•	•
E3	Kilometerteller (batterijen inbegrepen)	-	•	•	•	•
E4	Vintage mand	-	-	-	-	•
E5	Koffer (volume: 30 liter)	-	-	•	•	•
E6	Stok (krukken) houder	-	-	•	•	•
E7	Bidonhouder (excl. bidon)	•	•	•	•	•
E8	Spiegel	•	•	•	•	•
E9	Handfixatie	•	•	•	•	•
E10	Handfixatie incl. fixatie	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
E11	Gesloten handschoen	•	•	•	•	•
E12	Comfort zadel (PU + plastic)	-	-	•	•	•
E13-D	Home trainer	-	•	•	•	•
E14	Mand voorzijde	-	-	•	•	•
BAT 9	Extra batterij E-bike (9A)	-	-	-	•	•
P1	Onderrug (heup) ondersteuning	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
P2	Rug ondersteuning	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
P3	Rug en onderrug (heup) ondersteun. (P1 + P2)	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
P4	Zadel verstelbaar in diepte (140 mm)	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
P5	Geveerde zadelpen	-	-	-	-	•
E-bike	Met elektrische trapondersteuning	-	-	•	•	•

(S) : SMAL - (M) : MEDIUM

configuraties

Besturing



S1 - Klassiek stuur



S2 - Plat stuur



S3 - "City" stuur



S4 - Rechthoekig stuur



S5 - Regelbare
stuurstang
(-10° tot +50°)



D1 - Stuurrichting
begrenzer

Beweging



O6 - Vast tandwiel



O1 + B1 - Vrijloop



B1 - Remschijf
achterwiel



O2 - Terugtraprem



O3 - 3 versnellingen
O7 - 7 versnellingen



E13 - Hometrainer

Ondersteuning



P1 - Heupsteun



P2 - Rugsteun



P3 - Heup en rugsteun



E9 - Handfixatie
met Velcro



E10 - Hand en
polsexfixatie met Velcro



E11 - Gesloten
handfixatie met Velcro

o p t i e s

Diverse



BAT 9 - Extra batterij
E-bike (9A)



P4 - Zadel verstelbaar
in diepte (140 mm)



P5 - Zadelbuis
met veren



E12 - Comfort zadel
PU + plastic



E1 - Duwstang
(335 mm of 605 mm)



E14 - Inkoopmand

Pedalen



F1 - Pedaal
met voetriem



F2 - Pedaal
met voethaak



F3 - Pedaal voetplaat
met Velcro



F4 - Pedaal voetplaat
met beenklem
en Velcro



F5 - Trapstang regelbaar
in lengte (22 mm)



E2 - Verlichtingskit

Toebehoren



E3 - Kilometer teller



E4 - Vintage mand



E5 - Topcase met slot
volume: 30 liter



E6 - Krukkenhouder



E7 - Bekerhouder
(beker niet inbegrepen)



E8 - Spiegel



VERMEIREN Nederland bv

Correspondentieadres:
Vermeirenplein 1-15
B-2920 Kalmthout
België

Tel: +32 (0)3 620 20 20
Fax: +32 (0)3 666 48 94

www.vermeiren.be
info@vermeiren.be



verdeeld door :

Bezoek onze website: www.vermeiren.be

VERMEIREN
we care for you