

Eclips XXL

XXL rolstoel

Aluminium opvouwbare rolstoel met dubbel kruisframe.

De Eclips XXL biedt een natuurlijk comfort met zijn anatomische zitting en rugleuning. Deze rolstoel, uitgerust met versterkte achterwielen, heeft een maximaal gebruikersgewicht van 250 kg. Eenvoudige transfer dankzij de opvouwbare, uit één stuk bestaande, aluminium voetplaat.



VERMEIREN
we care for you

Belangrijkste kenmerken



Anatomische zitting en rugleuning



Versterkte zijplaten



Opvouwbaar aluminium voetplaat



Verstelbare hakband

Opties



B83
Zuurstofcilinderhouder



B20/B58
Heupgordel



B42
Boodschappen net



B74 Trommelrem



B78 Anti-kiep wielen



B77 Trapdop

Kleuren



C27 Blauw

Technische informatie

■ Totale breedte	850-900-950-1000 mm
■ Totale hoogte	1070 mm
■ Totale lengte	1140 mm
■ Dichtgevouwen breedte	375 mm
■ Zitbreedte	600-650-700-750 mm
■ Hoogte armsteunen	200 mm

■ Zithoogte	530 mm
■ Hoogte rug	620 mm
■ Zitdiepte	530-540-550-560 mm
■ Gewicht	38,5 - 40,5 kg
■ Maximum gebruikersgewicht	250 kg
■ Extra informatie	CE

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk. Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.

Producten voor u ontworpen

Ons basisprincipe is simpel: uw rolstoel moet aangepast zijn aan u, niet andersom. Daarom zijn onze rolstoelen evolutief en bieden ze een passend antwoord op uw specifieke behoeften.

Alle soorten rolstoelen kunnen worden aangepast, hebben talrijke opties, en kunnen volledig worden gepersonaliseerd. Zo is er een rolstoel voor elke persoon. Dit is het resultaat van ons voortdurend onderzoek en ervaring sinds 1957.

VERMEIREN Nederland bv

Correspondentieadres:
Vermeirenplein 1-15 - B-2920 Kalmthout
België

www.vermeiren.co.nl
orders@vermeiren.co.nl



Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.