

Bobby EVO

Lichtgewicht vouwbare transferstoel

De Bobby EVO is je ideale compacte, opvouwbare transferstoel.

Licht en gemakkelijk en in enkele seconden op te vouwen. Compleet met zachte, wegklapbare armsteunen en een plooibare rug waardoor je de stoel gemakkelijk kunt opbergen. Zwarte voor- en achterwielen en afneembare en wegklapbare voetsteunen.



VERMEIREN
we care for you

Compact en opvouwbaar

Bobby EVO is de ideale compacte en vouwbare transferstoel. Licht en makkelijk op te vouwen in enkele seconden.

- Wegklapbare armsteunen
- Twee manuele remmen
- Remmen voor de begeleider
- Gepolsterde armsteunen
- In hoek verstelbare voetplaten
- Verstelbare hielbanden

Op vakantie, in de luchthaven of in het ziekenhuis; verplaatsing van punt A naar B is makkelijk met de **Bobby EVO**.



Technische informatie

Totale breedte	490-550 mm
Totale hoogte	900 mm
Totale lengte	1010 mm
Dichtgevouwen breedte	260 mm
Zitbreedte	420-480 mm
Hoogte armsteunen	200 mm

Producten voor u ontworpen

Ons basisprincipe is simpel: uw rolstoel moet aangepast zijn aan u, niet andersom. Daarom zijn onze rolstoelen evolutief en bieden ze een passend antwoord op uw specifieke behoeften.

Alle soorten rolstoelen kunnen worden aangepast, hebben talrijke opties, en kunnen volledig worden gepersonaliseerd. Zo is er een rolstoel voor elke persoon. Dit is het resultaat van ons voortdurend onderzoek en ervaring sinds 1957.

Uw garantie op kwaliteit

Op vlak van kwaliteit voldoet **Bobby EVO** aan de hoogste normen, opgelegd door erkende testinstituten wereldwijd.



Zithoogte	490 mm
Hoogte rug	440 mm
Zitdiepte	420 mm
Gewicht	9,6-10 kg
Maximum gebruikersgewicht	115 kg
Extra informatie	CE

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk. Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.

VERMEIREN Nederland bv

Correspondentieadres:
Vermeirensplein 1-15 - B-2920 Kalmthout
België

www.vermeiren.co.nl
orders@vermeiren.co.nl



Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.