



Sedna PREMIUM

Altijd mobiel

Sedna scootmobielen zijn perfect om mee te nemen omdat ze in een paar seconden opvouwbaar zijn. De armsteunen zijn wegklapbaar en in hoogte verstelbaar en de stoel kan draaien waardoor transfers makkelijk uitgevoerd kunnen worden. De Sedna is handig te bedienen in kleinere ruimtes en is ideaal voor kortere rijafstanden.



VERMEIREN
we care for you

Transport

De Sedna Premium scootmobiel is een perfecte transport scootmobiel. Licht in gewicht en compact in omvang en opvouwbaar in minder dan een minuut en meeneembaar. Ideaal en extra handig om te besturen in restaurants, winkels of kleinere ruimtes.

Kleur



Optionele winkeltas onder de stoel



Producten voor u ontworpen

VERMEIREN streeft ernaar om steeds de beste oplossing te verstrekken voor uw persoonlijke behoeften. Naarmate de technologie evolueert, evolueren wij mee, en zo kunnen we u de meest up-to-date producten bieden. Dit is het resultaat van ons voortdurend onderzoek en ervaring sinds 1957.

Uw garantie op kwaliteit

Op vlak van kwaliteit voldoet de Sedna Premium aan de hoogste normen, opgelegd door erkende testinstituten wereldwijd.



Technische informatie

Totale breedte	530 mm
Totale hoogte	870 mm
Totale lengte	960 mm
Zithoogte	540 mm
Draaicirkel	820 mm
Batterij	24V - 10,5 Ah

Actieradius	14 km*
Motoren	270 W
Snelheid	6 km/u*
Gewicht	31,6 kg
Maximum gebruikersgewicht	115 kg
Extra informatie	CE

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk. Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.

* Theoretische actieradius, in overeenstemming met EU-normen bij ideale omstandigheden berekend. Snelheden en actieradius kunnen afwijken (ca. 15%)

VERMEIREN Nederland bv

Correspondentieadres:
Vermeirenplein 1-15 - B-2920 Kalmthout
België

www.vermeiren.co.nl
orders@vermeiren.co.nl



Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.