

Sagitta KIDS

vastframe
actief kinderrolstoel



Sagitta Kids, de actieve rolstoel voor kinderen, heeft dezelfde mogelijkheden en voordelen als zijn grote broer Sagitta. Perfect aangepast aan je kind zonder onnodige opties toe te voegen.




VERMEIREN
we care for you

Personalisatie

Het kader is ontworpen om de breedte van de zit eenvoudig aan te passen. Met een aanspanbare rug en zit, verstelbare duwstang, rug inclinatie (verstelbaar zonder gereedschap) en wielvlucht van 0° tot 8° zijn de mogelijkheden voor personalisatie oneindig. Combineer deze instellingen met een grote verscheidenheid aan kleuren en het resulteert in een rolstoel aangepast aan je kind, voor alle aspecten van zijn jeugd.

Kleuren



Kenmerken



Aanspanbare rug



Neerklapbare rug voor eenvoudig transport



Volledig configureerbare stoel naar maat

Technische informatie

Totale breedte	460 - 655 mm
Totale lengte	700 - 750 mm
Hoogte met neergeklapte rug	440 mm
Draaicirkel	758 - 917 mm
Zitbreedte	300 / 500 mm
Zithoek	-7° / +7°

Zithoogte	370 - 428 mm
Hoogte rugleuning	230 - 430 mm
Zitdiepte	280 - 300 - 320 mm
Gewicht	9 kg
Gebruikersgewicht	60 kg
Aanvullende informatie	CE

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk. Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.

Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.

VERMEIREN Nederland bv

Correspondentieadres:
Vermeirensplein 1-15 - B-2920 Kalmthout
België

www.vermeiren.co.nl
orders@vermeiren.co.nl



Producten voor u ontworpen

Ons basisprincipe is simpel: uw rolstoel moet aangepast zijn aan u, niet andersom. Daarom zijn onze rolstoelen evolutief en bieden ze een passend antwoord op uw specifieke behoeften.

Alle soorten rolstoelen kunnen worden aangepast, hebben talrijke opties, en kunnen volledig worden gepersonaliseerd. Zo is er een rolstoel voor elke persoon. Dit is het resultaat van ons voortdurend onderzoek en ervaring sinds 1957.

Uw garantie op kwaliteit

Op vlak van kwaliteit voldoet **Sagitta kids** aan de hoogste normen, opgelegd door erkende testinstituten wereldwijd.