

# Sagitta

## Actief rolstoel met perfecte rijeigenschappen

De Sagitta SI combineert perfecte rijeigenschappen met uitgebreide instelmogelijkheden waardoor deze actief rolstoel uitblinkt in functionaliteit. Familie uitjes, op pad met vrienden of recreatief sporten, de Sagitta SI is er voor u.

De Sagitta SI is licht van gewicht waardoor hij eenvoudig kan worden voortbewogen. Het lage gewicht maakt hem eveneens geschikt voor transport met een auto.




**VERMEIREN**  
we care for you

## Comfort

De zithoek is instelbaar, voor meer zitcomfort en stabiliteit. De rugleuning is eenvoudig in hoek verstelbaar. De rugleuning is naspanbaar voor een goede lumbale ondersteuning. Ook de zitmat is naspanbaar.

## Kleuren



## Kenmerken



Rugkanteling  
zonder gereedschap



Verkrijgbaar in SI-versie  
met inclineerbare zit



Verstelbaar wiel camber  
van 0° tot 8°



Standaard  
duwremmen

## Technische informatie

Totale breedte	550 - 780 mm
Totale hoogte	720 mm
Totale lengte	755 - 855 mm
Dichtgevouwen breedte	—
Zitbreedte	360 - 460 mm
Hoogte armsteunen	90 mm

Zithoogte	470 - 520 mm
Hoogte rug	230 - 430 mm
Zitdiepte	330 - 380 - 420 mm
Gewicht	11,7 kg
Maximum gebruikersgewicht	100 kg
Extra informatie	CE

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk. Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.

## VERMEIREN Nederland B.V.

Correspondentieadres:  
Vermeirenplein 1-15 - B-2920 Kalmthout  
België

[www.vermeiren.co.nl](http://www.vermeiren.co.nl)  
[orders@vermeiren.co.nl](mailto:orders@vermeiren.co.nl)



## Producten voor u ontworpen

Ons basisprincipe is simpel: uw rolstoel moet aangepast zijn aan u, niet andersom. Daarom zijn onze rolstoelen evolutief en bieden ze een passend antwoord op uw specifieke behoeften.

Alle soorten rolstoelen kunnen worden aangepast, hebben talrijke opties, en kunnen volledig worden gepersonaliseerd. Zo is er een rolstoel voor elke persoon. Dit is het resultaat van ons voortdurend onderzoek en ervaring sinds 1957.

## Uw garantie op kwaliteit

Op vlak van kwaliteit voldoet de **Sagitta** aan de hoogste normen, opgelegd door erkende testinstituten wereldwijd.

Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.