

Geriatrische zetels

NORMANDIE

Verstelbare rug/beensteun

breedte: 660 mm

lengte: 750 mm

hoogte: 1200 mm

hoogte rug: 780 mm

zitbreedte: 540 mm

zithoogte: 510 mm

gewicht: 26 kg

gebruikersgewicht: 130 kg



Voor een optimaal comfort zowel thuis als in een verzorgingsthuis zijn de geriatrische zetels leverbaar met een ruim assortiment aan opties.

Serumhouders, tafels, een extra hoofdsteun...

Maak een keuze uit de verschillende kleuren en accessoires.

NORMANDIE XXL

Verstelbare rug/beensteun

breedte: 890 mm

lengte: 750 mm

hoogte: 1200 mm

hoogte rug: 780 mm

zitbreedte: 740 mm

zithoogte: 510 mm

gewicht: 38 kg

gebruikersgewicht: 350 kg



LANGUEDOC

Verstelbare rug

breedte: 660 mm

lengte : 750 mm

hoogte: 1200 mm

hoogte rug: 780 mm

zitbreedte: 540 mm

zithoogte: 510 mm

gewicht: 20 kg

gebruikersgewicht: 130 kg



PROVENCE

Vaste rug

breedte: 660 mm

lengte : 750 mm

hoogte: 1200 mm

hoogte rug: 780 mm

zitbreedte: 540 mm

zithoogte: 510 mm

gewicht: 19 kg

gebruikersgewicht: 130 kg

