

Four-Light

Rollator



De Four-Light is een elegante 4-wiel rollator.
Verkrijgbaar in een strak design in carbon grijs. Compleet met parkeerremmen, rugondersteuning, een boodschappennet en een krukkenhouder. De handgrepen zijn in hoogte verstelbaar en de Four-Light is gemakkelijk opvouwbaar voor handig transport.

■ Totale breedte	660 mm
■ Totale lengte	750 mm
■ Zithoogte	550 mm
■ Zitbreedte	450 mm
■ Duwhandvatten	870 - 990 mm
■ Wielen (voor/achter)	200 x 35 mm - 175 x 35 mm
■ Multifunctionele remmen met vergrendeling	
■ Gewicht	8,45 kg
■ Max. gebruikersgewicht	130 kg
■ Max. lading mandje	5 kg
■ Kleur (en)	carbon grijs
■ Extra informatie	CE

Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.
 Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie.
 Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.

