

Timix

Elektrische rolstoel

- Stabiliteitsas zodat alle vier de wielen contact maken met de grond tot 90 mm
 - Volledige vering op alle wielen
 - Aanpasbare zitdiepte
- Optionele wegzwenkbare stuurkasthouder



Comfortabel en wendbaar

Met een strakke draaicirkel voor gemakkelijk manoeuvreren binnenshuis en topprestaties met een snelheid tot 14 km/u is zowel binnen als buiten rijden een plezier.

Het comfort van de Timix is zeer hoog dankzij de vierwiel aangedreven ophanging. Ongeacht de oneffenheden van het terrein, blijven de wielen in constant contact met de grond.



Kenmerken



Roterende as voor
ultieme stabiliteit





Voorwielaandrijving, ideaal voor
draaien met rijcorrectie "V-stab"
standaard inbegrepen



Verstelbare en inklapbare
armleuningen met
geheugenpositie

Technische informatie

■ Totale breedte	640 - 660 mm
■ Totale hoogte	1065 mm
■ Totale lengte	1270 - 1292 - 1315 mm
■ Zithoogte	490 - 540 mm
■ Zitbreedte	400 - 450 - 500 mm
■ Zitdiepte	420 - 520 mm

■ Batterijen	2x12V/80Ah/220W of 2x12V/80Ah350W
■ Snelheid*	6 km/u of 10 km/u of 14 km/u
■ Actieradius*	39 - 63 km
■ Gewicht	123 kg
■ Maximum gebruikersgewicht	130 kg
■ Extra informatie	 

* Theoretische actieradius, in overeenstemming met EU-normen bij ideale omstandigheden berekend. Snelheden en actieradius kunnen afwijken (ca. 15%).
Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.
Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.

VERMEIREN Nederland B.V.

Correspondentieadres:
Vermeirenplein 1-15 - B-2920 Kalmthout
België

www.vermeiren.co.nl
orders@vermeiren.co.nl



Producten voor u ontworpen

Ons basisprincipe is simpel: uw rolstoel moet aangepast zijn aan u, niet andersom. Daarom zijn onze rolstoelen evolutief en bieden ze een passend antwoord op uw specifieke behoeften.

Alle soorten rolstoelen kunnen worden aangepast, hebben talrijke opties, en kunnen volledig worden gepersonaliseerd. Zo is er een rolstoel voor elke persoon. Dit is het resultaat van ons voortdurend onderzoek en ervaring sinds 1957.

Uw garantie op kwaliteit

Op vlak van kwaliteit voldoet **Timix** aan de hoogste normen, opgelegd door erkende testinstituten wereldwijd.

Kleuren



We bieden meer dan 32
verschillende kleuren
aan. Kijk voor meer infor-
matie op onze website.

Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.