



Sagitta KIDS

vastframe
actief kinderrolstoel

Sagitta Kids, de actieve rolstoel voor kinderen, heeft dezelfde mogelijkheden en voordelen als zijn grote broer Sagitta. Perfect aangepast aan je kind zonder onnodige opties.




VERMEIREN
we care for you

Personalisatie

Het kader is ontworpen om de breedte van de zit eenvoudig aan te passen. Met een aanspanbare rug en zit, verstelbare duwstang, rug inclinatie (verstelbaar zonder gereedschap) en wielvlucht van 0° tot 10° zijn de mogelijkheden voor personalisatie oneindig. Combineer deze instellingen met een grote verscheidenheid aan kleuren en het resulteert in een rolstoel aangepast aan je kind, voor alle aspecten van zijn jeugd.

Kleuren



Kenmerken



Aanspanbare rug



Neerklapbare rug voor eenvoudig transport



Volledig configureerbare stoel naar maat

Technische informatie

Totale breedte	460 - 655 mm
Totale lengte	700 - 750 mm
Hoogte met neergeklapte rug	440 mm
Draaicirkel	758 - 917 mm
Zitbreedte	240 - 260 - 280 - 300 - 320 - 340 mm
Zithoek	6°

Zithoogte	370 - 428 mm
Hoogte rugleuning	230 - 430 mm
Zitdiepte	280 - 300 - 320 mm
Gewicht	9 kg
Gebruikersgewicht	60 kg
Aanvullende informatie	CE

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk. Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.

VERMEIREN Nederland bv

Correspondentieadres:
Vermeirenplein 1-15 - B-2920 Kalmthout
België

www.vermeiren.co.nl
orders@vermeiren.co.nl



Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.

VERMEIREN
we care for you