

Forest 3

ELEKTRISCHE
ROLSTOEL
VOOR
VOLWASSENEN



VERMEIREN
we care for you

Forest 3

VEILIG EN COMFORTABEL RIJDEN

De Forest 3 staat bekend om zijn assensysteem en stelt de gebruiker in staat om veilig en comfortabel op verschillende ondergronden te rijden. Met de Forest 3 overwin je obstakels met gemak in je dagelijks leven. Een rolstoel gemaakt voor avonturen binnen en buiten.



COMPACT VOOR EENVOUDIG MANOEUVREREN

Het kleine en compacte formaat van de Forest 3 geeft je een soepele draaicirkel. Perfect voor gebruik binnenshuis of in sociale situaties. Navigeer zonder problemen gemakkelijk door kleine en smalle ruimtes. Hoewel hij compact is, ziet hij er groots uit!

ELEKTRISCHE ROLSTOEL MET EINDELOZE MOGELIJKHEDEN

Met meer dan 20 kleuropties, een groot aantal opties en aanpassingen.... kan de Forest 3 worden aangepast aan elke bestuurder en zijn voorkeuren. Hoewel elke Forest anders is, blijven de kwaliteit en duurzaamheid constant. Elk gebruikersverhaal is uniek en we passen onze stoel graag aan aan dat van jou!



Forest 3

ELEKTRISCHE ROLSTOEL
VOOR VOLWASSENEN



We bieden meer dan 32
verschillende kleuren aan.
Kijk voor meer informatie
op onze website.



SCAN de QR code en
ontdek de Forest 3 film.

Compact, duurzaam en sterk. Forest 3 is perfect voor gebruikers die op zoek zijn naar een compacte elektrische rolstoel, geschikt voor gebruik binnen en buiten. Forest 3 combineert kracht, comfort en aanpasbaarheid en heeft een goed doordacht ontwerp dat al onze expertise van meer dan 55 jaar combineert.

De voorwielas is een onmiskenbare sterkte voor deze elektrische rolstoel. Hij garandeert een constant contact

van de 4 wielen met de grond en blijft tegelijkertijd stabiel en comfortabel. Dankzij de V-stab technologie (optioneel) kan de bestuurder een rechte koers aanhouden op ruwer terrein of bij obstakels zonder voortdurend compenserende stuurtechnieken te hoeven gebruiken.

Voor dagdagelijks gebruik is comfort enorm belangrijk. Daarom hebben we een ruim aanbod van opties en aanpassingsmogelijkheden.

Kenmerken



Elektrisch aangedreven inclinatie
van de rugleuning en zitting



Roterende as voor
constant grondcontact
op alle wielen



Verstelbare en opklapbare armleuningen
met geheugenpositie



OPTIES Forest 3



Armlegher
PU, voorgevormd



Armlegher
kunstleder bekleding



Armlegher
soft bekleding



B06
Afneembare en
wegdraibare voetsteunen



BZ7/BZ8 Lengtecorrigerende
comfort beensteunen
lang/kort



BZE Elektrische
lengtecorrigerende
comfort beensteunen



L34 Voorgevormde
afneembare rug SOFT



L35 Voorgevormde
afneembare zit SOFT



L16 + L35
Verwijderbaar zitkussen
met plank



TUB + L34 Buisvormige
voorgevormde rug met
verstelbare aluminium klemmen



L44 Buizenframe
met naspanbare rug



SE53 Wegzwenkbare
besturing



S53A - Wegdraibare
besturing met
vergrendelposities



S53Z Wegzwenkbare
besturing voor tafeltoegang



SE02
Werkbladbesturing



LINX LCD
Besturing met LCD scherm



SE04
Kinbesturing



SE08
Besturing achteraan



SE09 - Dubbele besturing
(begeleider)

Variaties

Forest 3+

Compact, solide en efficiënt. De FOREST 3+ is de ideale metgezel voor gebruikers die op zoek zijn naar een compacte rolstoel voor binnenshuis en tegelijkertijd een krachtig model voor buitenshuis. Kracht, comfort en aanpassingsvermogen zijn de belangrijkste kenmerken van de FOREST 3.



Producten voor u ontworpen

Ons basisprincipe is simpel: uw rolstoel moet aangepast zijn aan u, niet andersom. Daarom zijn onze rolstoelen evolutief en bieden ze een passend antwoord op uw specifieke behoeften.

Alle soorten rolstoelen kunnen worden aangepast, hebben talrijke opties, en kunnen volledig worden gepersonaliseerd. Zo is er een rolstoel voor elke persoon. Dit is het resultaat van ons voortdurend onderzoek en ervaring sinds 1957.

Technische gegevens

■ Totale breedte	595 / 610 / 650 mm
■ Totale lengte	1185 / 1205 / 1224 mm
■ Totale hoogte	1036 mm
■ Zithoogte	430 - 480 mm
■ Zitbreedte	400 / 450 / 500 mm
■ Zitdiepte	420 - 520 mm



Forest 3 SU

De Forest 3 SU heeft de voordelen van de Forest 3 en beschikt daarboven over een sta-op functie. De voorwielen zijn voorzien van een stabiliteitsas waardoor de vier wielen steeds op de grond blijven bij het rijden op oneffen terrein.



Uw garantie op kwaliteit

Op vlak van kwaliteit voldoet **Forest 3** aan de hoogste normen, opgelegd door erkende testinstituten wereldwijd.

■ Batterijen	2 x 12V / 80Ah - 220W of 350W
■ Snelheid*	6 km/u of 10 km/u of 14 km/u
■ Actieradius*	42 of 50 km
■ Gewicht	139 kg
■ Gebruikersgewicht	130 kg
■ Aanvullende informatie	 

* De actieradius is berekend volgens Europese normen. * Snelheid en rijbereik kunnen afwijken (ca. 15%). Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk. Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.

VERMEIREN Nederland bv

Correspondentieadres:
Vermeirensplein 1-15 - B-2920 Kalmthout
België

www.vermeiren.co.nl
orders@vermeiren.co.nl



Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.