

Interval XXL

120 cm

Breedte : 133 cm
Lengte : 208 cm
Laagste stand : 37 cm
Hoogste stand : 80,5 cm
Inclinatie hoofdsteun : 70°
Inclinatie voetsteun : 30°
Gebruikersgewicht : 240 kg

140 cm

Breedte : 153 cm
Lengte : 208 cm
Laagste stand : 37 cm
Hoogste stand : 80,5 cm
Inclinatie hoofdsteun : 70°
Inclinatie voetsteun : 30°
Gebruikersgewicht : 240 kg



N.V. Vermeiren N.V.

Vermeirenplein 1-15 • B-2920 Kalmthout • België

Tel.: +32 (0)3 620 20 20 • Fax: +32 (0)3 666 48 94

info@vermeiren.be • www.vermeiren.com