

Normandie XXL

Verzorgingsstoel



VERMEIREN
we care for you

Optimaal comfort

Verzorgingsstoel met verstelbare rug- en beensteun. Mogelijk als vaste stoel of voor patiëntentransport met vier optionele zwenkwielen. De in hoogte verstelbare armsteunen kunnen volledig worden verlaagd voor zijwaartse transfers, terwijl de anatomisch gevormde en met schuimrubber beklede zit en rug resulteren in een aangenaam zitgevoel.

Opties




Hoofdsteen



Extra brede armsteunen

Kleuren



Technische informatie

Totale breedte	890 mm
Totale hoogte	1205 mm
Totale lengte	820 mm
Zitbreedte	730 mm
Zithoogte	510 mm
Zithoek	13°/40°

Producten voor u ontworpen

Ons basisprincipe is simpel: uw rolstoel moet aangepast zijn aan u, niet andersom. Daarom zijn onze rolstoelen evolutief en bieden ze een passend antwoord op uw specifieke behoeften.

Alle soorten rolstoelen kunnen worden aangepast, hebben talrijke opties, en kunnen volledig worden gepersonaliseerd. Zo is er een rolstoel voor elke persoon. Dit is het resultaat van ons voortdurend onderzoek en ervaring sinds 1957.

Uw garantie op kwaliteit

Op vlak van kwaliteit voldoet **Normandie XXL** aan de hoogste normen, opgelegd door erkende testinstituten wereldwijd.



Normandie XXL met zwenkwielen

Zitdiepte	490 mm
Hoogte rug	780 mm
Hoogte armsteunen	0-220 mm
Gewicht	37,75 kg
Maximum gebruikersgewicht	350 kg
Extra informatie	CE

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk. Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.

VERMEIREN Nederland bv

Correspondentieadres:
Vermeirenplein 1-15 - B-2920 Kalmthout
België

www.vermeiren.co.nl
orders@vermeiren.co.nl



Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.