

# Forest KIDS

## Elektrische kinderrolstoel

Klaar voor alle terreinen! De Forest Kids is een elektrische rolstoel met een aantrekkelijk design. De zit kan optimaal worden versteld voor maximaal zitcomfort voor elk kind.



**VERMEIREN**  
we care for you

## Alle terreinen

Enkele kenmerken: in hoogte verstelbare handgrepen, zit en rug verstelbaar dankzij elektrische veren. De vier wielen zijn steeds in contact met de grond, wat optimale stabiliteit garandeert op alle terreinen.

- Verstelbaar naar wens van de gebruiker
- Verstelbare zit en rug met elektrische veren
- Duurzame bekleding
- Uitstekende prestaties binnen en buiten
- Kwalitatief en betrouwbaar
- Stabiliteit tijdens het rijden

## Kleuren



*Elektrisch verstelbare rug en zit*



*Voorzien van een stabilisatie as waardoor de vier wielen steeds op de grond blijven bij het rijden op oneffen terrein*



*Verstelbare armsteunen in hoogte en breedte*



*Duwhandvatten in hoogte verstelbaar*

## Technische informatie

■ Totale breedte	600 mm
■ Totale hoogte	930 - 1080 mm
■ Totale lengte	1050 mm
■ Zithoogte	510 mm
■ Zitbreedte	320 / 350 / 370 mm
■ Zitdiepte	330 - 390 mm

■ Batterijen	2x12V/75Ah/220W/350W
■ Snelheid*	6 km/u of 10 km/u
■ Actieradius*	30 km
■ Gewicht	95 kg
■ Maximum gebruikersgewicht	50 kg
■ Extra informatie	

\* Theoretische actieradius, in overeenstemming met EU-normen bij ideale omstandigheden berekend. Snelheden en actieradius kunnen afwijken (ca. 15%).  
Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.  
Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.

## VERMEIREN Nederland bv

Correspondentieadres:  
Vermeirenplein 1-15 - B-2920 Kalmthout  
België

[www.vermeiren.co.nl](http://www.vermeiren.co.nl)  
[orders@vermeiren.co.nl](mailto:orders@vermeiren.co.nl)



## Producten voor u ontworpen

Ons basisprincipe is simpel: uw rolstoel moet aangepast zijn aan u, niet andersom. Daarom zijn onze rolstoelen evolutief en bieden ze een passend antwoord op uw specifieke behoeften.

Alle soorten rolstoelen kunnen worden aangepast, hebben talrijke opties, en kunnen volledig worden gepersonaliseerd. Zo is er een rolstoel voor elke persoon. Dit is het resultaat van ons voortdurend onderzoek en ervaring sinds 1957.

## Uw garantie op kwaliteit

Op vlak van kwaliteit voldoet **Forest Kids** aan de hoogste normen, opgelegd door erkende testinstituten wereldwijd.