

FALCON

Tillift



VERMEIREN
we care for you



Falcon, een veilige keuze

Een perfecte mix tussen veiligheid, beveiliging en technologie. Falcon maakt transfers voor patiënten eenvoudig en comfortabel. De twee remmen zorgen voor

veiligheid bij het heffen of laten zakken van de tillift. Door zijn uitgebalanceerde ontwerp wordt manoeuvreren soepel, zowel voor patiënt als begeleider.



Neopreen bescherming op het tiljuk en 4 haken voor een betere stabiliteit



Ergonomische handgrepen



Controller met batterijstatusindicator



Slechts in 48 seconden van laagste naar hoogste positie



Batterijstatusindicator



Signaal waarschuwing wanneer de batterij bijna leeg is

Uw garantie op kwaliteit

Op vlak van kwaliteit voldoet **Falcon** aan de hoogste normen, opgelegd door erkende testinstituten wereldwijd.

Producten voor u ontworpen

VERMEIREN streeft ernaar om steeds de beste oplossing te verstrekken voor uw persoonlijke behoeften. Naarmate de technologie evolueert, evolueren wij mee, en zo kunnen we u de meest up-to-date producten bieden. Dit is het resultaat van ons voortdurend onderzoek en ervaring sinds 1957.




Demontabel voor eenvoudig transport en opslag

Optionele tilmat

Standaard

Verkrijgbaar in
M - L - XL (maten in mm)


	A	B	C	D
M	780	400	450	300
L	840	450	500	360
XL	910	510	560	440



Comfort

Verkrijgbaar in
M - L - XL (maten in mm)


	A	B	C	D	E
M	780	400	450	300	390
L	840	450	500	360	410
XL	910	510	560	440	420



Hygiëne

Verkrijgbaar in
M - L - XL (maten in mm)


	A	B	C	D
M	780	250	600	300
L	840	260	700	360
XL	910	270	820	440



Optionele tilmat - stof



Polyetheen



Net Polyester

Technische informatie

Laagste positie COP*	509 mm
Maximale hoogte COP*	1609 mm
Tilbereik (hoogtebereik)	1100 mm
Totale lengte	1158 mm
Totale breedte (gesloten) / (geopend)	565 - 1026 mm
Lengte opgevouwen	1236 mm

Hoogte opgevouwen	294 mm
Breedte opgevouwen	565 mm
Draaicirkel	1188 mm
Gewicht	35 kg
Maximum gebruikersgewicht	130 kg
Extra informatie	CE

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk. Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn. * COP = Centraal ophangingspunt

VERMEIREN Nederland B.V.

Correspondentieadres:
Vermeirenplein 1-15 - B-2920 Kalmthout
België

www.vermeiren.co.nl
orders@vermeiren.co.nl



Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.