



BATTERIJVERKLARING

De fabrikant:

VERMEIREN GROUP

Actor ID/SRN: BE-MF-000019750

Adres:

Vermeirenplein 1/15

2920 Kalmthout

België

verklaart geheel onder zijn eigen verantwoordelijkheid, dat de CE gemarkeerde hulpmiddelen:

Productgroep: Elektrische rolstoelen, Scooters

Merk: VERMEIREN

Dat de gebruikte batterijen in onze elektrische rolstoelen en scooters 2 x 12V loodzuurbatterijen zijn met een capaciteit variërend van 12Ah tot 150Ah (288Wh tot 3600Wh), afhankelijk van het type en model, van de volgende fabrikanten:

- Cell Power
- Dyno Europe
- MK
- E-drive
- Long
- Celectric
- Tianneng

Ze zijn gemarkeerd als LEKVRIJ (UN 2800) en zijn UITGESLOTEN van de internationale risicovolle materialen (ook gekend als "dangerous goods" (gevaarlijke goederen)) regulering aangezien ze voldoen aan de volgende eisen:

- De trilling- en drukdifferentieeltesten zoals in Packing Instruction (verpakkingsinstructie) 806 en Special Provision (speciale voorziening) A67 van de **International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulations;**
- De trilling- en drukdifferentieeltesten zoals in Packing instruction (verpakkingsinstructie) 806 and Special Provision (speciale voorziening) A67 van de **International Civil Aviation Organization (ICAO) Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air;**
- De trilling-, drukdifferentiel- en 'scheur'testen zoals in Special Provision (speciale voorziening) 238 of the **International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code.**
- De trilling-, drukdifferentiel- en 'scheur'testen zoals in Special Provision (speciale voorziening) 238 and 598 van de **International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) Code.**

En zijn daarom vrij te vervoeren via welk transport dan ook.

City, Date: Kalmthout, 2025-05-08

Signature:

Name: Patrick Vermeiren

Function: CEO

VERMEIREN GROUP

Vermeirenplein 1-15

2920 Kalmthout – Belgium

Tel. +32 3 620 20 20

VAT BE 0887.199.216 - RPR Antwerpen

www.vermeiren.com | info@vermeiren.com

VERMEIREN
we care for you

Certified ISO 13485