



SEDNA PREMIUM

■ Lengte :	960 mm
■ Breedte :	530 mm
■ Hoogte :	870 mm
■ Batterij :	24V - 10,5 Ah
■ Actieradius :	14 km*
■ Snelheid :	6 km/u*
■ Gewicht :	31,6 kg
■ Gewicht zonder batterij	28,3 kg
■ Gebruikersgewicht :	115 kg
■ Kleur :	rood
■ Standaard armsteunen en draaibare zit	
■ Opties :	winkelnetje



Optioneel boodschappenetje



Duidelijke en eenvoudige besturing



Luchtbanden voor een aangename rijcomfort

** Maximum actieradius



SEDNA is de perfecte meeneembare scootmobiel die je kan opvouwen in 1 enkele beweging. Voet op het pedaal, duwen, vergrendelen en meenemen. Tevens voorzien van een draaibare zit met wegklapbare en aanpasbare armsteunen met zijdelingse reflectoren en een uitneembare lithium batterij met anti-diefstal slot en luchtbanden.

ONE

■ Lengte :	1030 mm
■ Breedte :	490 mm
■ Hoogte :	880 mm
■ Grond-voetplaat :	110 mm
■ Batterij :	2x12V - 15 Ah
■ Actieradius :	16 km*
■ Snelheid :	8 km/u*
■ Vermogen :	270W
■ Gewicht :	44,9 kg
■ Gebruikersgewicht :	136 kg
■ Kleur :	blauw / groen rose / oranje



Volledig demonteerbaar zonder extra gereedschappen



** Maximum actieradius

Dankzij de kleine draaierkel is de **One** scootmobiel een perfecte compact indoor scootmobiel voor dagelijks uitstapjes naar de supermarkt, het navigeren in kleine ruimtes of je eigen woning. Doordat hij volledig demonteerbaar is, kan je hem makkelijk opbergen of meenemen op reis. Andere troeven zijn een roterende stoel, een LED batterij display en een aanpasbare arsteun.

Bepaal je eigen look met 4 ingegrepen verwisselbare kleuren.



ONE AIR+

■ Lengte :	1030 mm
■ Breedte :	490 mm
■ Hoogte :	880 mm
■ Grond-voetplaat :	110 mm
■ Batterij :	2x12V - 25 Ah
■ Actieradius :	30 km*
■ Snelheid :	8 km/u*
■ Vermogen :	270W
■ Gewicht :	50 kg
■ Gebruikersgewicht :	136 kg
■ Kleur :	blauw / groen rose / oranje



Eenvoudig mee te nemen in bijna elk type van wagen.



25 AH batterij voor een grotere actieradius.



** Maximum actieradius

Uitgerust met een **25A** batterij en **luchtbanden** met een rijafstand tot wel **30 km** !

Bepaal je eigen look met 4 ingegrepen verwisselbare kleuren.



ONE AIR+ SPRING

■ Lengte :	1030 mm
■ Breedte :	490 mm
■ Hoogte :	880 mm
■ Grond-voetplaat :	110 mm
■ Batterij :	2x12V - 20 Ah
■ Actieradius :	26 km*
■ Snelheid :	8 km/u*
■ Vermogen :	270W
■ Gewicht :	42,35 kg
■ Gebruikersgewicht :	136 kg
■ Kleur :	blauw / groen rose / oranje



Schokdempers op de wielen en vering onderaan de stoel zorgen voor een aangenaam rijgevoel.



** Maximum actieradius

Uitgerust met een **lithium** batterij wat zorgt voor een aanzienlijk lichter gewicht.

SCOOTMOBIELN



Abgebeeld model enkel ter illustratie. Sommige zaken kunnen optioneel zijn.



VERMEIREN Nederland B.V.
c/o: Vermeirenplein 1-15 - B-2920 Kalmthout
België - Tel.: +32 36 202020 - Fax: +32 3 666 4894
info@vermeiren.co.nl - www.vermeiren.co.nl

** Theoretische actieradius, in overeenstemming met EU-normen bij ideale omstandigheden berekend. * Snelheden en actieradius kunnen afwijken (ca.15%).

V.U.: VERMEIREN GROUP, Vermeirenplein 1/15 - 2920 Kalmthout - België - 05/2025

CARPO 3D

■ Lengte :	1400 mm
■ Breedte :	660 mm
■ Hoogte :	1350 mm
■ Grond-voetplaat :	200 mm
■ Batterij :	2x12V-80Ah
■ Actieradius :	50 km**
■ Snelheid :	15 km/u
■ Gebruikersgewicht :	150 kg
■ Kleur :	grijs
■ LCD display	
■ Kilometer teller	



** Maximum actieradius

CARPO 4D

■ Lengte :	1450 mm
■ Breedte :	660 mm
■ Hoogte :	1350 mm
■ Grond-voetplaat :	200 mm
■ Batterij :	2x12V-80Ah
■ Actieradius :	50 km**
■ Snelheid :	15 km/u
■ Gebruikersgewicht :	150 kg
■ Kleur :	grijs
■ LCD display	
■ Kilometer teller	



** Maximum actieradius

CARPO 2

■ Lengte :	1535 mm
■ Breedte :	660 mm
■ Hoogte :	1390 mm
■ Grond-voetplaat :	210 mm
■ Batterij :	2x12V-80Ah
■ Actieradius :	45 km**
■ Snelheid :	15 km/u
■ Gebruikersgewicht :	150 kg
■ Kleur :	zilver / rood
	umbra grey / light ivory



** Maximum actieradius

MERCURIUS 4D

■ Lengte :	1440 mm
■ Breedte :	680 mm
■ Hoogte :	1360 mm
■ Grond-voetplaat :	165 mm
■ Batterij :	2x12V-80Ah
■ Actieradius :	40 km**
■ Snelheid :	15 km/u
■ Gebruikersgewicht :	150 kg
■ Kleur :	champagne

VERLENGDE ACTIE

Verkrijgbaar in 3 extra kleuren zoals **ROOD**, **GRIJS** of **BLAUW**. Profiteer ervan en vraag ernaar bij uw lokale verdeler.



** Maximum actieradius

ERIS

■ Lengte :	1185 mm
■ Breedte :	570 mm
■ Hoogte :	1150 mm
■ Grond-voetplaat :	145 mm
■ Batterij :	2x12V-50Ah
■ Actieradius :	37 km**
■ Snelheid :	10 km/u
■ Gebruikersgewicht :	140 kg
■ Kleur :	zilver / rood
	umbra grey / light ivory



** Maximum actieradius

CERES 4 Deluxe

■ Lengte :	1310 mm
■ Breedte :	610 mm
■ Hoogte :	1160 mm
■ Grond-voetplaat :	150 mm
■ Batterij :	2x12V-50Ah
■ Actieradius :	40 km**
■ Snelheid :	12 km/u
■ Gebruikersgewicht :	135 kg
■ Kleur :	champagne



** Maximum actieradius

CERES

■ Lengte :	1300 mm
■ Breedte :	620 mm
■ Hoogte :	1280 mm
■ Grond-voetplaat :	175 mm
■ Batterij :	2x12V-50Ah
■ Actieradius :	30 km**
■ Snelheid :	15 km/u
■ Gebruikersgewicht :	140 kg
■ Kleur :	rood / zilver
	umbra grey / light ivory



** Maximum actieradius

OPTIES



Opties	1	2	3	4	5	6	7	8
Sedna								
One								
Carpo 3D	●	●	●	S		●	●	●
Carpo 4D	●	●	●	S	●	●	●	●
Carpo 2 SE	●	●	●	S	●	●	●	●
Mercurius 4D	●	●	●	S	●	●	●	●
Ceres 4 Deluxe	●	●	●	S	●	●	●	●
Ceres SE	●	●	●	S	●	●	●	●
Eris				S		●		

S : standaard - ● : compatibel



Scotmobiel regencover - Nieuw ontwerp

De MOVO regencover is eenvoudig monteertbaar dankzij het excellente kwaliteitsdesign. Hij biedt bescherming tegen zon, regen, koude en wind terwijl de ventilatie optimaal blijft.

Dankzij z'n unieke opvouwbare cabine hoeft u hem niet te demonteren. Afhankelijk van het weer, kan je de positie van het dak aanpassen. Twee-in-één dus, regencover en cabine dankzij MOVO*.

* Niet compatibel met andere opties



Supersnelle installatie • Eenvoudig te installeren
Compact design • Ultra-licht