

Vermeiren Nederland



Sigma Midwheer

Orderformulier Mei 2024





S = standaard O = optie zonder meerprijs □ = optie met meerprijs

Elektronische rolstoel Sigma standaard uitvoering

in hoogte verstelbaar en wegklapbare armsteunen	S	
B06 standaard beensteunen	S	
SE53 bediening rechterzijde wegzwenbaar	S	
L44 rugleuning naspanbaar	S	
heupgordel met kliksluiting	S	
voorgevormde zit NET/CORDURA zwart	S	
inclusief 2x accu 80ah	S	
inclusief oplader	S	

Sigma uitvoering

Sigma met 230 x 70 voorwielen		S	€ 5.500,00
Sigma met 200 x 50 voorwielen		S	€ 5.500,00

Sigma snelheid



6	6 km/p.u.	S	
10	10 km/p.u.	□	€ 462,00

Sigma zitbreedte



39	zitbreedte 40 cm	○	
45	zitbreedte 45 cm	S	
51	zitbreedte 50 cm	□	€ 306,47

Sigma zitdiepte



42	zitdiepte 42 cm	○	
44	zitdiepte 44 cm	○	
46	zitdiepte 46 cm	○	
48	zitdiepte 48 cm	○	
50	zitdiepte 50 cm	S	
52	zitdiepte 52 cm	○	

Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Verkoopprijzen kunnen wijzigen 15 dagen na voorankondiging.

Vermeiren Nederland



Sigma Midwheer

Orderformulier Mei 2024



Sigma zithoogte (bovenzijde frame - vloer)






43,5	zithoogte 43,5 cm	<input type="radio"/>	
45,3	zithoogte 45,3 cm <i>(alleen in combinatie SE43 kantelverstelling)</i>	<input type="radio"/>	
46,5	zithoogte 46,5 cm	S	
48,5	zithoogte 48,5 cm <i>(alleen in combinatie met SE42 lift)</i>	<input type="radio"/>	
48	zithoogte 48 cm	<input type="radio"/>	
49,5	zithoogte 49,5 cm	<input type="radio"/>	

Sigma bediening

R	bediening rechterzijde	S	
L	bediening linkerzijde	<input type="radio"/>	






Sigma bediening opties







SE53	wegzwenkbare stuurkasthouder		S	
SE53Z	wegzwenkbare en neerklapbare stuurkasthouder		<input type="checkbox"/>	€ 140,62
SE53A	wegzwenkbare stuurkasthouder fixeerbaar in 3 posities		<input type="checkbox"/>	€ 56,25




Sigma bediening opties

analoog	standaard besturing analoog		S	
LCD	besturing met geïntegreerd LCD touch screen		<input type="checkbox"/>	€ 857,15
SE64 fixed	apart bedieningskast verstellingen gemonteerd op armleuning		<input type="checkbox"/>	€ 642,86
SE64 swivel	apart bedieningskast verstellingen gemonteerd op stuurkast		<input type="checkbox"/>	€ 642,86
SE02	werkbladbesturing		<input type="checkbox"/>	€ 2.244,70



Vermeiren Nederland







	<h2>Sigma Midwheel</h2>			
	Orderformulier Mei 2024			
Sigma bediening opties				
SE04	kinbesturing met LCD touch screen		<input type="checkbox"/>	€ 2.056,78
SE83	mini joystick		<input type="checkbox"/>	€ 2.685,46
SE55	versterkte joystick		<input type="checkbox"/>	€ 385,60



Sigma beensteun opties				
B06	afneembare standaard beensteunen		S	
BA6	afneembare standaard beensteunen, -7 cm verkort		<input type="radio"/>	
BZ10E	eendelige beensteun elektrisch verstelbaar		<input type="checkbox"/>	€ 1.524,05
BZ7	lengte compenserende comfortbeensteun, -7 cm verkort per paar		<input type="checkbox"/>	€ 260,12
BZ8	lengte compenserende comfortbeensteun per paar		<input type="checkbox"/>	€ 260,12
BZE	lengte compenserende elektrisch verstelbare comfortbeensteun per paar		<input type="checkbox"/>	€ 1.798,25




Sigma arMLEuning opties				
	armleggers PU		S	
	armleggers PU Soft-touch bekleding		<input type="checkbox"/>	€ 100,45
	armleggers kunstleder zwart		<input type="checkbox"/>	€ 167,42

Vermeiren Nederland





	<h2>Sigma Midwheer</h2>	
	Orderformulier Mei 2024	








Sigma zitting opties				
L35 soft	voorgevormde zit SOFT grijs		○	
L35 net/cord	voorgevormde zit NET/CORDURA zwart		S	
L35 skai	voorgevormde zit KUNSTLEDER zwart		<input type="checkbox"/>	€ 468,75
L16F + L35 soft	basisplaat met voorgevormde zit SOFT grijs afneembaar		<input type="checkbox"/>	€ 299,28
L16F + L35 net/cord	basisplaat + voorgevormde zit NET/CORDURA zwart afneembaar		<input type="checkbox"/>	€ 299,28
L16F + L35 skai	basisplaat + voorgevormde zit kunstleder zwart afneembaar		<input type="checkbox"/>	€ 468,75

Sigma rugleuning opties				
L44	buizenframe met naspanbare rug		S	
L34 soft	voorgevormde rug SOFT zwart, <i>zonder buizenframe</i>		<input type="checkbox"/>	€ 287,58

Sigma rugleuning opties				
L34 net/cord	voorgevormde rug NET/CORDURA zwart, <i>zonder buizenframe</i>		<input type="checkbox"/>	€ 316,34
L34i skai	voorgevormde rug kunstleder zwart, <i>zonder buizenframe</i>		<input type="checkbox"/>	€ 428,59
L34i soft Tube	voorgevormde rug SOFT zwart, <i>gemonteerd op buizenframe</i>		<input type="checkbox"/>	€ 316,34

Vermeiren Nederland

	<h2>Sigma Midwheer</h2>		
	Orderformulier Mei 2024		
Sigma rugleuning opties			
L34i net/cord Tube	voorgevormde rug NET/CORDURA zwart, <i>gemonteerd op buizenframe</i>		<input type="checkbox"/> € 316,34
L34i skai Tube	voorgevormde rug kunstleder zwart, <i>gemonteerd op buizenframe</i>		<input type="checkbox"/> € 318,59

Sigma verstellingen				
SE30	manuele zitverstelling		<input type="radio"/>	
SE34	manuele rugverstelling		<input type="radio"/>	
SE40	elektrisch verstelbare kantelverstelling 20 graden		<input type="checkbox"/>	€ 1.494,99
SE41	elektrisch verstelbare rughoekverstelling 30 graden		<input type="checkbox"/>	€ 1.494,99
SE39	elektrisch verstelbare kantelverstelling 20 graden + elektrisch verstelbare rughoekverstelling 30 graden		<input type="checkbox"/>	€ 2.989,99
SE42 + SE39	elektrische hoog-laagverstelling 30 cm + verstelbare kantelverstelling 50 graden + elektrisch verstelbare rughoekverstelling 30 graden		<input type="checkbox"/>	€ 6.539,13
SE43 + SE41	elektrische verstelbare kantelverstelling 50 graden + elektrisch verstelbare rughoekverstelling 30 graden		<input type="checkbox"/>	€ 2.989,99

Sigma voorwielen 230 x 70 of 200 x 50 (volgens uw keuze)		
	voorwielen - lekvrij - zwart - lijn profiel	S

Sigma aandrijfwielen 300 x 8		
	aandrijfwielen - lucht - zwart - lijn profiel	S
	aandrijfwielen - lucht - zwart - blok profiel	<input type="radio"/>
	aandrijfwielen - lekvrij- zwart - blok profiel	<input type="checkbox"/> € 135,95
	aandrijfwielen - lucht - grijs - blokprofiel	<input type="radio"/>

Vermeiren Nederland







Sigma Midwheer

Orderformulier Mei 2024



Sigma opties

B22	abductieklos		<input type="checkbox"/>	€ 97,57
L04	rugpelot zijdelings gemonteerd rechts		<input type="checkbox"/>	€ 115,20
L04	rugpelot zijdelings gemonteerd links		<input type="checkbox"/>	€ 115,20
L55	hoofdsteun in hoogte verstelbaar		<input type="checkbox"/>	€ 277,20
L58	hoofdsteun in hoogte verstelbaar, diepte, breedte en in hoek		<input type="checkbox"/>	€ 225,41
B15	werkblad in plexi		<input type="checkbox"/>	€ 234,92
B31	krukkenhouder <i>(niet mogelijk icm SE42 & SE43)</i>		<input type="checkbox"/>	€ 39,23
B58	heupgordel met kliksluiting		S	
SE19	LED verlichting		<input type="checkbox"/>	€ 506,26
SE24	bekerhouder		<input type="checkbox"/>	€ 23,30
SE74A	spiegel wegzwenbaar <i>(gemonteerd aan de andere zijde dan de stuurkast)</i>		<input type="checkbox"/>	€ 27,91
SE01	spatborden		S	
SE58	taxihaken		S	

Vermeiren Nederland



Sigma Midwheer

Orderformulier Mei 2024



Sigma framekleur

		mat	glanzend	
C4	rood	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
C5	zwart	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
C8	geel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
C29	zilver	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
C55	inox	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
C56	metaalblauw	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
C59	champagne	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
C71	spiegelend blauw	-	<input type="radio"/>	
C72	spiegelend rood	-	<input type="radio"/>	
C79	zacht blauw	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
C85	licht groen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
C78	blauw	-	<input type="radio"/>	
C88	goud	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
C89	bruin	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	